

#whdentalwerk



video.wh.com

Agora em seu
representante local
ou em **wh.com**



Sistema de pontas Piezo.

Durável. Seguro. Eficiente.

De profissionais para
profissionais.



Sistema de Pontas Piezo da W&H

O sistema de pontas da W&H foi desenvolvido em colaboração com usuários finais e desenhado especialmente para os requisitos técnicos da tecnologia Piezo da W&H. É perfeito para as respectivas áreas de aplicação e adequado para cada etapa de tratamento.



Higiene e manutenção

Todas as pontas e substituidores de pontas são desinfetáveis termicamente e esterilizáveis.



Utilização rápida, simples e segura

O substituidor de pontas W&H permite uma utilização rápida e segura. O controle de torque integrado previne um apertamento excessivo e facilita a troca das pontas com facilidade e segurança.



Cartão de pontas do ultrassom piezoelétrico

Nem mesmo as pontas W&H são resistentes ao desgaste do material. Com a ajuda do cartão de pontas, o comprimento da ponta pode ser verificado usando a linha vermelha, podendo deste modo ser assegurada uma substituição oportuna.

A questão é a segurança



Utilize apenas pontas e o respectivo trocador de pontas ou chave de boca autorizados pela W&H:


- › O dispositivo médico com pontas periodontais é adequado para remover cálculo e placa em áreas subgingivais; mas não para aplicações que requerem condições estéreis. Para tratamentos periodontais de pacientes hipersensíveis, escolha a faixa de potência inferior para garantir um tratamento indolor e ideal.
- › Certifique-se de que a forma original das pontas não se altera (por exemplo, devido à queda).
- › As pontas não devem ser dobradas e reafiadas.
- › Introduza a ponta apenas com o dispositivo médico parado.
- › Nunca toque na ponta oscilante.
- › Encaixe o trocador de ponta após cada manuseio na ponta utilizada do dispositivo médico parado (proteção contra lesões e infecções, proteção da ponta). As pontas que forem trocadas com a chave de boca devem ser removidas do dispositivo médico imediatamente após o tratamento.
- › Nunca toque no trocador de pontas (com a ponta inserida).
- › Verifique o desgaste das pontas com o cartão de pontas fornecido.
- › Substitua as pontas quando o desgaste do material for visível.



Curva de potência e ângulo de trabalho

50% da configuração do dispositivo ≠ 50% da potência

Para um ajuste de potência mais preciso na faixa de potência mais baixa. Preste atenção aos ajustes de potência recomendados das pontas para obter os melhores resultados possíveis.



Raspagem Pontas Universais

Remoção simples, eficiente e cuidadosa de todo cálculo dental supra-gengival. Para todos os quadrantes.



1U 1US	Para a remoção de cálculo supra-gengival grosseiro.		Potência: ideal 30 (40%) máx. 40 (100%)
2U 2US	Para a remoção fina de cálculo supra-gengival, bem como para o tratamento de pacientes em manutenção.		Potência: ideal 20 (13%) máx. 30 (40%)
3U 3US	Para o polimento e remoção fina de cálculo supra-gengival, especialmente adequada para limpeza interdental.		Potência: ideal 20 (13%) máx. 30 (40%)
4U	Para a remoção de cálculo supragengival grosseiro, especialmente para os casos com grandes acúmulos de cálculo.		Potência: ideal 30 (40%) máx. 40 (100%)

Água: ideal 60%–100%

Paro Pontas de Periodontia

Para Terapia Periodontal de Suporte (TPS), manutenção e controle de biofilme.

A sua forma delgada facilita um acesso ideal e atraumático às bolsas periodontais.



**1P
1PS**

Remoção de depósitos subgengivais, especialmente adequado para bolsas periodontais profundas.



Potência:
ideal 10 (4%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60%–100%

3Pr*

Ponta angulada para direita. Recomendada para manutenção de bolsas periodontais moderadas e profundas, bem como região de furca.



Potência:
ideal 10 (4%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60%–100%

3PI*

Ponta angulada para esquerda. Recomendada para manutenção de bolsas periodontais moderadas e profundas, bem como região de furca.



Potência:
ideal 10 (4%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60%–100%

1I

Ponta para uma limpeza eficiente e cuidadosa de implantes e suas respectivas restaurações.




Potência:
ideal 25 (25%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60% (100%)

Paro Pontas de Periodontia

Para terapia periodontal inicial e remoção de placas de cálculo.

Pontas revestidas de diamante para uma limpeza completa da superfície radicular durante o tratamento inicial de pacientes com doença periodontal.



*Quadrantes de trabalho

3Pr 3PI
5Pr 5PI

**4P
4PS**

Ponta diamantada para uma limpeza eficiente da superfície radicular.



Potência:
ideal 25 (25%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60%–100%

5Pr*

Ponta diamantada e angulada para direita. Para uma limpeza eficiente da superfície radicular.



Potência:
ideal 25 (25%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60%–100%

5PI*

Ponta diamantada e angulada para esquerda. Para uma limpeza eficiente da superfície radicular.



Potência:
ideal 25 (25%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60%–100%

5P

Ponta com revestimento de diamante para uma limpeza eficiente de bifurcações e concavidades.



Potência:
ideal 25 (25%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60%–100%

Restoration

Pontas de Restauração

As pontas são o complemento perfeito para as suas peças de mão e contra-ângulos. Graças ao revestimento diamantado um elevado grau de abrasão é alcançado.



1R Ampliação de fissuras.

2R Ponta diamantada. Preparo de laminados, para uma definição perfeita das margens do preparo com máxima proteção aos dentes adjacentes.

3Rd Ponta parcialmente diamantada. Preparo e acabamento das arestas distais.

3Rm Ponta parcialmente diamantada. Preparo e acabamento das arestas mesiais.

Potência:
ideal 35 (75%)
máx. 40 (100%)

Água:
ideal 60% (100%)

Potência:
ideal 35 (75%)
máx. 40 (100%)

Água:
ideal 60% (100%)

Potência:
ideal 35 (75%)
máx. 40 (100%)

Água:
ideal 60% (100%)

Potência:
ideal 35 (75%)
máx. 40 (100%)

Água:
ideal 60% (100%)

Endo

Pontas de Endodontia

W&H oferece uma gama perfeita de pontas para endodontia, tanto para a irrigação de canal radicular, quanto para condutas complexas em canais tratados endodonticamente.



1E
1ES Instrumento não cortante para a irrigação eficaz no final do conduto radicular.

2E Ponta para condensação térmica lateral de guta-percha.

3E Remoção de instrumentos fraturados no conduto radicular.

4E Preparo da câmara pulpar.

Potência:
ideal 20 (15%)
máx. 20 (15%)

Água:
ideal 60%–100%

Potência:
ideal 35 (75%)
máx. 35 (75%)

Água:
ideal 60%–100%

Potência:
ideal 30 (40%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60%–100%

Potência:
ideal 25 (25%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60%–100%

Endo Pontas de Endodontia

5E Vibração e remoção de pinos intrarradiculares.




Potência:
ideal 40 (100%)
máx. 40 (100%)

Água:
ideal 60%–100%

6E Remoção de obturações do canal radicular e calcificações.




Potência:
ideal 30 (50%)
máx. 40 (100%)

Água:
ideal 60%–100%

Ângulo de trabalho correto para as peças de mão Proxeo Ultra

Devido à oscilação linear da ponta (para frente e para trás), o ângulo de ataque deve ser tal que a ponta fique alinhada paralelamente à superfície do dente.




W&H AIMS Segurança em primeiro lugar!



A higiene é de extrema importância na prática odontológica. O AIMS da W&H está aqui para apoiá-lo: com um amplo portfólio de produtos, conhecimento básico e todas as informações relevantes em um relance.

Para a sua segurança e a segurança dos seus pacientes.
aims.wh.com



Compatibilidade das pontas com as peças de mão W&H

	W&H/EMS/Mectron		W&H/NSK/Satelec*	
	PB-5 L	PB-3	PB-5 L S	PB-3 S
Proxeo Ultra	X		X	
Built-in	X	X	X	X

* As pontas W&H com rosca Satelec (por ex. 1US, 2US) são compatíveis com as peças de mão PB-5 L S, PB-3 LED S e PB-3 S da W&H.

** Nota: EMS®, Mectron®, NSK® e Satelec® são marcas comerciais de terceiros que não são afiliadas à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Sempre que usar pontas de outros fornecedores, o usuário é responsável por garantir a configuração correta dos parâmetros de operação do dispositivo piezoelétrico W&H.



compatível com W&H /
EMS** / Mectron**

compatível com W&H /
NSK** / Satelec**

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
wh.com