



bepro cleaner TE

EN INSTRUCTIONS FOR USE:

Concentration: 0,2 to 0,8%
Contact time: 3 to 10 minutes
Temperature: 40 to 60 °C

Concentrations can be adapted according to the installation type (dental and surgical instrument automated wash devices, ultrasonic bath), and according to the degree of soiling and the hardness of the water.

PRECAUTIONS OF USE:

Refer to Safety Data Sheet. DANGER. EC 259-217-6 : HEXYL D-GLUCOSIDE. Contains SUBTILISIN. May produce an allergic reaction. Causes severe eye damage. Wear protective gloves /protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES : rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG:

Konzentration: 0,2 bis 0,8%
Kontaktdauer: 3 bis 10 Minuten
Temperatur: 40 bis 60 °C

Die Konzentrationen können entsprechend dem installierten Typ von automatischen Reinigungsgeräten für dentalmedizinische und chirurgische Instrumente und von Ultraschall-Bädern sowie entsprechend dem Verschmutzungsgrad und der Wasserhärte angepasst werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH:

Siehe Sicherheitsdatenblatt. GEFAHR. EC 259-217-6: HEXYL D-GLUCOSID. Enthält

SUBTILISIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: vorsichtig für einige Minuten mit Wasser spülen. Kontaktlinsen gegebenenfalls entfernen, falls dies einfach möglich ist. Weiter spülen. Sofort die GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt anrufen.

ES INSTRUCCIONES DE USO:

Concentración: 0,2 a 0,8%
Tiempo de contacto: 3 a 10 minutos
Temperatura: 40 a 60°C

Estas concentraciones pueden adaptarse en función de: la instalación (lavadora de instrumentos quirúrgicos y dentales, lavadoras ultrasónicas), el grado de suciedad y la dureza del agua.

PRECAUCIONES DE USO:

Ver Ficha de Datos de Seguridad. PELIGRO. EC 259-217-6: D-GLUCOSIDA DE HEXIL. Contiene SUBTILISINA. Puede provocar una reacción alérgica. Provoca lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

IT ISTRUZIONI PER L'USO:

Concentrazione: da 0,2 a 0,8%
Tempo di contatto: da 3 a 10 minuti
Temperatura: da 40 a 60°C

Le concentrazioni possono essere adattate in base al tipo di installazione dei dispositivi di lavaggio automatico degli strumenti dentali e chirurgici, del bagno a ultrasuoni in base al grado di sporizia e alla durezza dell'acqua.

PRECAUZIONI PER L'USO:

Fare riferimento alla Scheda dei dati di sicurezza. PERICOLO. EC 259-217-6: ESIL D-GLUCOSIDE Contiene SUBTILISINA Può produrre una reazione allergica. Causa gravi danni agli occhi. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da rimuovere. Continuare il risciacquo. Chiamare immediatamente il CENTRO ANTIVENENOS o un medico.

FR MODE D'EMPLOI:

Concentration : 0,2 à 0,8%
Temps de contact: 3 à 10 minutes
Température: 40 à 60°C

Ces concentrations peuvent être adaptées suivant : l'installation (machine à laver les instruments chirurgicaux et dentaires, les bacs à ultrasons), le degré de salissures et la dureté de l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Voir Fiches de données de sécurité. DANGER. EC 259-217-6 : D-GLUCOSIDE D'HEXYL. Contient SUBTILISINE. Peut provoquer une réaction allergique. Provoque de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre ANTIPOISON/un médecin.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Concentração: 0,2 a 0,8%
Tempo de contacto: 3 a 10 minutos
Temperatura: 40 a 60 °C

As concentrações podem ser adaptadas consoante o tipo de instalação (dispositivos de lavagem automática de instrumentos dentários e cirúrgicos, banho ultrasónico), de acordo com o grau de sujidade e a dureza da água.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança.

PERIGO. EC 259-217-6: HEXYL D-GLUCOSIDE. Contém SUBTILISINA. Pode provocar uma reação alérgica. Provoca danos oculares graves. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal for possível. Continuar a enxaguar. Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

NL GEBRUIKSAANWIJZING:

Concentratie: 0,2 to 0,8%
Contacttijd: 3 tot 10 minuten
Temperatuur: 40 to 60°C

Concentraties kunnen worden aangepast volgens het soort toepassing: tandheelkundige en chirurgische instrumentenpoelmachines, ultrasoonbad, de vervuingsgraad en de hardheid van het water.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Zie het veiligheidsinformatieblad. GEVAAR. EC 259-217-6: HEXYL D-GLUCOSIDE. Bevat SUBTILISINE. Kan allergische reacties veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Drag beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten zorgvuldig spoelen met water. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Bij spoelen. Bel onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts.

DA BRUGSANVISNING:

Konzentration: 0,2 til 0,8%
Kontakttid: 3 til 10 minutter
Temperatur: 40 til 60 °C

Konzentrationen kan tilpasses i henhold til installationstypen (automatiserede vaskemaskiner til tandlaege- og kirurgiske instrumenter og ultralydsbad) i henhold til graden af tilsmudsning og vandets hårdhedsgrad.

FORSIGTIGHEDSREGLER VED BRUG:

Se sikkerhedsdatabladet. FARE. EC 259-217-6 : HEXYL D-GLUCOSID. Indeholder SUBTILISIN. Kan fremkalde en allergisk reaktion. Forsårs alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesøjel/ansigtsbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. HVS VÆKKE KOMMER I KONTAKT MED ØJNENE : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og de er nemme at fjerne. Fortsæt

med at skylle. Ring straks til et GIFTCENTER eller en læge.

SV BRUGSANVISNING:

Konzentration: 0,2 til 0,8%
Kontaktid: 3 til 10 minutter
Temperatur: 40 til 60 °C

Konzentrationen kan anpassas til installationstypen (tandläkarinstrument och kirurgiska instrument, automatiserade tvättanordningar, ultraljudsbad) beroende på graden av nedsmutsning och vattnets hårdhet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING:

Se säkerhetsdatabladet. FARA. EG 259-217-6: HEXYL D-GLUCOSID. Innehåller SUBTILISIN. Kan framkalla en allergisk reaktion. Orsakar allvariga ögonskador. Använd skyddshandskar/skyddsöglåder/ögonskydd/ansiktsskydd. OM DET KOMMER I ÖGONEN: Skyl försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om de finns och är lätta att ta bort. Fortsätt skölja. Ring omedelbart en GIFTCENTRAL eller läkare.



Franklab SAS
3 Avenue des Frères
Z.A. de l'Observatoire
78180 Montigny-Le Bretonneux
France



W&H Sterilization Srl
Via Bolgara 2
24060 Brusaporto (BG)
Italy
Tel: +39 035 66 63 000
www.wh.com
office.sterilization@wh.com



ACB Dentistes
Chemin du Poste 22
1279 Chavannes de Bogis
Switzerland
CH number: CHRN-AR-20003292

Australian sponsor:
W&H Australasia
10 Konando Toe
Edwardstown SA 5039
Ph:1300 613 988



Valid edition of the instruction for use are always available at www.wh.com or by scanning the following code.

To find your local authorized representative and the corresponding registration number (if applicable), scan the following code.



bepro

cleaner TE

PL INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Stężenie: od 0,2 do 0,8%
Czas kontaktu: od 3 do 10 minut
Temperatura: od 40 do 60°C

Stężenie może być dostosowane do rodzaju instalacji automatycznych myjek narzędzi dentystycznych i chirurgicznych, kąpieli ultradźwiękowej w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Patrz karta charakterystyki. NIEBEZPIECZENSTWO W 259-217-6: D-GLUKOZYD HEKSYLU. Zawiera SUBTYLIZYNĘ. Może wywołać reakcję alergiczną. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to łatwo zrobić. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIA lub lekarzem.

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Концентрация: 0,2 до 0,8%
Контактно време: 3 до 10 минути
Температура: 40 до 60°C

Концентрациите могат да се адаптират според вида на инсталацията устроявана за автоматизирано измиване на стоматологични и хирургични инструменти, ултразвукова баня, според степента на замърсяване и твърдостта на водата.

PREDAZNANI MERKI PRI UPOTREBI:

Важ! Информационния лист за безопасност. ОПАСНОСТ ЕС 259-217-6 : ХЕКСИЛ Д-ГЛУКОЗИД Съдържа СУБТИЛИЗИН. Може да предизвика алергична реакция. Прочитайте също уредба на очите. Носете защитни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазни средства за лице. ПРИ

КОНТАКТ С ОЧИТЕ : изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Отстранете контактите леко, ако има такива и в лесно да се направи. Продължете изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

CS NÁVOD K POUŽITÍ:

Koncentrace: 0,2 až 0,8%
Doba kontaktu: 3 až 10 minut
Teplota: 40 až 60 °C

Míru koncentrace lze přizpůsobit podle typu instalace automatizovaných myček stomatologických a chirurgických nástrojů, ultrazvukové lázně, podle stupně znečištění a tvrdosti vody.

OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ:

Viz Bezpečnostní list. NEBEZEPEČÍ. EC 259-217-6: HEXYL D-GLUCOSID. Obsahuje SUBTYLIZIN. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁČNÍ STŘEDIŠKO nebo lékaře.

SL NAVODILA ZA UPORABO:

Koncentracija: 0,2 do 0,8%
Kontaktni čas: 3 do 10 minut
Temperatura: 40 do 60 °C

Koncentracija je mogoče prilagoditi glede na vrsto nameštaje naprave za avtomatizirano pranje kirurških in zobozdravstvenih instrumentov, ultrazvukovne kopel glede na stopnjo umazanosti in trdoto vode.

PREVIDNOSTNI UKREPI PRI UPORABI:

Glejte varnostni list. NEVARNOST. EC 259-217-6 : HEKSYL D-GLUKOZID. Vsebuje SUBTYLIZIN. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščitne rokavice/zaščitno oblačilo/zaščitno za oči/zaščitno za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

RO INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:

Concentrație: 0,2 - 0,8%

Durată de contact: 3 - 10 minute
Temperatură: 40 - 60°C

Concentrațiile pot fi adaptate în funcție de tipul instalației dispozitive automate de spălat pentru instrumente dentare și chirurgicale, baie ultrasonice în funcție de gradul de murdărire și de duritatea apei.

PREVIDNOSTNI UKREPI PRI UPORABI:

Consultați Fișa tehnică de securitate. PEFLI-COL. EC 259-217-6: HEXIL D-GLUCOSID. Conține SUBTYLIZINĂ. Poate produce o reacție alergică. Provoacă leziuni oculare grave. Purtați mănuși de protecție /mbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față. DACĂ AJUNGE ÎN OCHI: clătiți cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă le purtați și dacă vă este ușor să le scoateți. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU/MEDIC DE TOXICOLOGIE.

FI KÄYTTÖOHJEET:

Pitoisuus: 0,2 - 0,8%
Kontaktiaika: 3-10 minuuttia
Lämpötila: 40 - 60 °C

Pitoisuutta voidaan säätää laitetyypin (hammasinstrumenttien ja kirurgisten instrumenttien puhdistukseen käytettävää automaattisesti pesulaitetta, ultraäänihaukan), liikkuisuden sekä veden kovuuden mukaan.

KÄYTTÖÄ KOSKAVAT VAROITUKSET:

Käyttöohjeisturvallisuustiedote. VAARA. EC 259-217-6: HEKSYLI-D-GLUKOSIDI Siellä-tä SUBTYLIZIN. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Allheutta vakavia silmävaurioita. Käytä suojakäsineitä/suojavaatteita/silmien-suojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset pilaosit, jos sen voi tehdä helposti. Jätka huuhottamista. Ota välittömästi yhteyttä MYRKY-TYSTIETOKEKUKSEEN tai lääkärin.

NO BRUKSANVEISNING:

Konsentrasjon: 0,2 til 0,8%
Kontakttid: 3 til 10 minutter
Temperatur: 40 til 60 °C

Konsentrasjonen kan tilpasses etter installasjonstypen automatiserte skyllapparatet for dentale og kirurgiske instrumenter, ultrasonisk bad i henhold til graden av tilsmussing

og vannets hardhet.

FORHOLDSREGLER FOR BRUK:

Se sikkerhetsdatabladet. FARE. EC 259-217-6: HEKSYL-D-GLYKOSID. Inneholder SUBTYLISIN. Kan fremkalle en allergisk reaksjon. Forårsaker alvorlige øyeskader. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut kontaktlinser, hvis de er sant inn og det er enkelt å gjøre. Fortsett å skylle. Ring GIFT-SENTRALEN eller lege umiddelbart.

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Συγκέντρωση: 0,2 έως 0,8%
Χρόνος επαφής: 3 έως 10 λεπτά
Θερμοκρασία: 40 έως 60 °C

Οι συγκεντρώσεις μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης των αυτόματων συσκευών έκπλυσης οδοντιατρικών και χειρουργικών εργαλείων, υπερηχητικού λουτρού, ανάλογα με τον βαθμό επιμόλυνσης και τη σκληρότητα του νερού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Ανατρέξτε στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ. EC 259-217-6: ΕΞΥΛ D-ΓΛΥΚΟΣΙΔΗ. Περιέχει ΣΟΥΜΠΤΙΛΙΖΙΝΗ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρά βλάβη στα μάτια. Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ένδυση / προστασία για τα μάτια / προστασία για το πρόσωπο. AN ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε επιμελώς με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και αν είναι εύκολο να γίνει. Συνεχίστε να ξεπλένετε με νερό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή κάποιον γιατρό.

SK NÁVOD NA POUŽITÍ:

Koncentracija: 0,2 až 0,8%
Doba kontaktu: 3 až 10 minut
Teplota: 40 až 60 °C

Míru koncentracie možno prispôbiť podľa typu inštalácie automatizovaných umývačiek stomatologických a chirurgických nástrojov, ultrazvukového kúpeľa, podľa stupňa znečistenia a tvrdosti vody.

OPATRENIA PRI POUŽITÍ:

Prezriť Kartu bezpečnostných údajov. NEBEZPEČENSTVO. EC 259-217-6: HEXYL D-GLUCOSID. Obsahuje SUBTYLISIN. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rúčkavice/ochranný oděv/ochrannú ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte o vyplachování. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Prezriť Kartu bezpečnostných údajov. NEBEZPEČENSTVO. EC 259-217-6: HEXYL D-GLUCOSID. Obsahuje SUBTYLISIN. Môže

vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rúčkavice/ochranný oděv/ochrannú ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte o vyplachování. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁČNÉ CENTRUM alebo lekára.

HR UPUTE ZA UPOTREBU:

Koncentracija: 0,2 do 0,8%
Vrijeme kontakta: 3 do 10 minuta
Temperatura: 40 do 60 °C

Koncentracije se mogu prilagoditi prema vrsti instalacije (automatski uređaji za pranje dentalnih i kirurških instrumenata, ultrazvučna kupel), stupnju zaprljanja i tvrdoći vode.

MJERE OPREZA:

Pridržavajte se sigurnosno-tehničkog lista. OPASNOST. EC 259-217-6 : HEKSYL D-GLUKOZID. Sadržava SUBTYLIZIN. Može uzrokovati alergijsku reakciju. Uzrokuje ozbiljno oštećenje očiju. Nosite zaštitne rękavice / zaštitnu odjeću / zaštitne naočale / zaštitnu masku za lice. U SLUČAJU KON-TAKTA S OČIMA: oprezno ispirite vodom nekoliko minuta. Izvadite kontaktno leće ako su u oku i ako ih se može jednostavno izvaditi. Nastavite s ispiranjem. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Prezriť Kartu bezpečnostných údajov. NEBEZPEČENSTVO. EC 259-217-6: HEXYL D-GLUCOSID. Obsahuje SUBTYLISIN. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rúčkavice / zaštitnú odjevu / zaštitné naočale / zaštitnú masku za tvár. U SLUČAJU KON-TAKTU S OČAMI: oprežno ispirte vodou niekoľko minút. Izvadiť kontaktné leče ako sú v oku i ako ich se môže jednoducho izvadiť. Nastavte si ispiranie. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Koncentráció: 0,2 - 0,8%
Hatóidő: 3-10 perc
Hőmérséklet: 40 - 60 °C

A koncentráció a berendezés típusának megfelelően fogaszáj és sebészeti műszerek automata mosoberendezésén, ultrahangos fürdő a szennyeződés mértékétől, valamint a víz keménységétől függően változtatható.

ELŐVIGYÁZAT A HASZNÁLAT SORÁN:

Lásd a biztonsági adatait. VESZÉLY. EC 259-217-6: HEXIL-D-GLUKÓZID SUBTYLIZINT tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Viseljen védő-tanúsítvány / védőruhát / szemvédőt / arcvédőt. SZEMBÉ KERÜLÉS ESETÉN: óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést. Azonnal hívjon egy

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy orvosot.

TR KULLANIM TALIMATLARI:

Konsantrasyon: %0,2 ile %0,8
Temas süresi: 3 ile 10 dakika
Is: 40 ile 60°C

Konsantrasyon oranı kurulum tipine göre diş hekimliği ve cerrahi aletlerin otomatik yıkama cihazlarına, kirleme dercesi suyun sertliği-ne göre ultrasonik banyoya ayarlanabilir.

KULLANIM TEDBİRLERİ:

Güvenlik Bilgi Formuna bakın. TEHLİKE. EC 259-217-6: HEKSYL D-GLUKOSIT. SUBTYLIZIN içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. Oldukça hassasla yol açar. Koruyucu eldiven / koruyucu gömlek/Koruyucu gözük/Koruyucu maske takın. GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika su ile ilklaktile durulayın. Kontakt lensinizi varsa ve çıkarması kolaysa çıkarın. Durulamaaya devam edin. Derhal bir ZEHİRLENME MERKEZİ veya doktoru arayın.

AR Talimatlar

0,8% ile 0,2%
3 ile 10 dakika
40 ile 60 °C درجة مئوية

يمكن تكيف التراكيز وفقاً لنوع الجهاز (الفصل الآلية للادوات طب الأسنان والحداثة، الحمامات التلقائية فوق الصوتية)، وذلك وفقاً لدرجة التلوث بمساحات الماء.

احتياطات استعمال:

يجب الرجوع إلى ورقة بيانات السلامة. خطر. EC 259-217-6: هكسيل بديكسولوكسيد. يتسبب على 0,2 إلى 0,8% من تركيزه في العين، وإزالة العدسات اللاصقة / الملابس الواقية / واقى العيون / واقى الوجه في حالة البثور التي تسببها باحتداس بالماء، لعدسة البثور التي العين، تطبقها باحتداس بالماء، لعدسة عدسات، إلى الحدس اللصقة، إذا كانت موجودة وسهلة الإزالة. استشر في المستشف. اتصل على الفور بمركز السموم أو الطبيب.