

## Bruksanvisning



CE  
0297



proxeo

**Handstycke**

HP-44 M / HP-44 T / HP-44 TS / HP-44 T MW / HP-44 T SD

**Vinkelstycken**

WP-64 M / WP-64 MU / WP-66 M / WP-64 T / WP-64 TS

# Innehåll

---

<b>Symboler</b> .....	4
i bruksanvisningen .....	4
på den medicintekniska produkten/på förpackningen .....	5
<b>1. Inledning</b> .....	6
<b>2. Säkerhetsanvisningar</b> .....	9
<b>3. Produktbeskrivning</b> .....	11
<b>4. Idrifttagande</b> .....	12
Påkoppling/avlägsnande.....	12
Byte av roterande instrument.....	15
Provkörning .....	23
<b>5. Hygien och skötsel</b> .....	24
Allmänna anmärkningar.....	24
Begränsning vid beredning .....	26
Första behandling på användningsplatsen .....	27

Manuell rengöring .....	28
Manuell desinfektion .....	29
Maskinell rengöring och desinfektion .....	30
Torkning .....	31
Kontroll, skötsel och test .....	32
Förpackning.....	36
Sterilisering .....	37
Lagring.....	40
<b>6. Service .....</b>	<b>41</b>
<b>7. Tillbehör, förbrukningsmaterial, reservdelar och andra rekommenderade medicintekniska produkter från W&amp;H .....</b>	<b>42</b>
<b>8. Tekniska data.....</b>	<b>43</b>
<b>9. Avfallshantering .....</b>	<b>45</b>
<b>Garantiåtagande .....</b>	<b>46</b>
<b>Auktoriserad W&amp;H-servicepartner .....</b>	<b>47</b>



**VARNING!**  
(om människor  
kan skadas)



**OBSERVERA!**  
(om ett föremål  
kan skadas)



Allmän upplysning,  
ingen risk för människa  
eller föremål




Släng inte i  
hushållsavfallet




Återanvänd inte


## Symboler

på den medicintekniska produkten/på förpackningen


 CE-märkning  
med registreringsnummer  
för det anmälda organet


 Artikelnummer


 Serienummer


 Tillverkningsdatum


 Tillverkare


 Beakta bruksanvisningen


 DataMatrix Code  
för produktinformation  
inklusive UDI (Unique  
Device Identification)


 135°C  
Steriliserbar upp till  
angiven temperatur

 Kan desinfekteras termiskt

 **Rx**only  
Obs! Enligt de federala lagarna i USA är försäljning av denna produkt endast tillåten genom eller efter anvisning från en tandläkare, läkare, veterinär eller annan medicinskt utbildad person med ett tillstånd i den delstat som läkaren praktiserar i och där denna produkt används eller ska användas.

 HIBC  
Datastruktur enligt  
Health Industry Bar Code

 MD  
Medicinteknisk produkt

 UL<sup>®</sup>us  
UL kontrollmärke  
för godkända komponenter  
för Kanada och USA

# 1. Inledning

---

Att kunderna är nöjda har högsta prioritet inom W&H-kvalitetspolicyn. Den föreliggande medicintekniska produkten utvecklades, tillverkades och kontrollerades i enlighet med de gällande lagliga och normativa bestämmelserna.

## **Om din personliga säkerhet och patientens säkerhet**

Läs denna bruksanvisning innan första användningen. Bruksanvisningen beskriver hur den medicintekniska produkten ska användas för att säkerställa en störningsfri, ekonomisk och säker behandling.



Följ säkerhetsanvisningarna.

## **Ändamål**

Hand-/vinkelstycket från Proxeo används vid rengöring och polering av tand- och lagningsytor.



Obehörig användning kan skada den medicintekniska produkten och därigenom förorsaka risker och faror för patienter, användare och andra.



### **Användarkvalifikation**

Vid utvecklingen och utformningen av den medicintekniska produkten har vi utgått från målgruppen tandläkare, tandhygienister, dentalmedicinsk fackpersonal (profylax) och tandsköterskor.

### **Tillverkarens ansvar**

Tillverkaren kan endast hållas ansvarig för den medicintekniska produktens säkerhet, tillförlitlighet och prestation om nedanstående instruktioner beaktas:

- > Den medicintekniska produkten måste användas i enlighet med den här bruksanvisningen.
- > Den medicintekniska produkten har inga delar som kan repareras av användaren.
- > Ändringar eller reparationer får endast genomföras av en auktoriserad W&H-servicepartner (se sidan 47).



### **Fackmannamässig användning**

Den medicintekniska produkten är endast avsedd för fackmannamässig användning i enlighet med ändamål såväl som i enlighet med gällande arbetsskyddsbestämmelser, åtgärder mot olycksfall och under iakttagande av denna bruksanvisning.

Den medicintekniska produkten får endast beredas och underhållas av personer som undervisats i infektions-, själv- och patientskydd.

Felaktig användning (t.ex. på grund av bristande hygien och skötsel), åsidosättande av våra anvisningar eller användning av tillbehör och reservdelar som inte är godkända av W&H, frigör oss från alla garantiförbindelser eller andra fordringar.



Alla allvarliga tillbud i samband med den medicintekniska produkten skall rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten!



## 2. Säkerhetsanvisningar

---



- > Förvara den medicintekniska produkten i rumstemperatur i 24 timmar före första idrifttagandet.
- > Användning av den medicintekniska produkten är endast tillåten vid försörjningsenheter som motsvarar standarderna IEC 60601-1 (EN 60601-1) och IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2).
- > Använd som kylluft endast av dentalkompressorer anrikad luft, som är filtrerad, oljefri och kyld.
- > Försäkra dig alltid om rätt driftförhållanden.
- > Kontrollera före varje användning om den medicintekniska produkten är skadad eller om delar är lösa.
- > Använd inte den medicintekniska produkten om den är skadad.
- > Gör en provkörning innan varje användning.

## Hygien och skötsel före första användningen




- > Vid leverans är den medicintekniska produkten förpackad i PE-folie och inte steriliserad.
- > PE-folien och förpackningen kan inte steriliseras.




- > Rengör, desinfektera och smörj den medicintekniska produkten.
- > Sterilisera den medicintekniska produkten.

### 3. Produktbeskrivning

### Handstycke/vinkelstycke



- 1 Fjäderklack
- 2 StarDental®-anslutning
- 3 Skjuthylsa
- 4 Midwest®-anslutning
- 5 Gänga
- 6 Axel
- 7 Nyckel
- 8 Snap-on Adapter
- 9 Tryckknapp (WP-66 M)



### ISO-anslutning



Påkoppling resp. avlägsnande av den medicintekniska produkten får aldrig ske under drift!

- 1 Koppla på den medicintekniska produkten på motorn.




- 2 Kontrollera att allt sitter fast ordentligt.

- 3 Ta bort den medicintekniska produkten.



HP-44 TS, WP-64 TS kan endast användas på dentalmotorer vars ISO-koppling uppvisar en längd på 23 mm eller mindre.



## Midwest®-anslutning




Påkoppling resp. avlägsnande av den medicintekniska produkten får aldrig ske under drift!

- 1 Koppla på den medicintekniska produkten på motorn.



2 Kontrollera att allt sitter fast ordentligt.

- 3 Tryck på motorhylsan.
- 4 Ta bort den medicintekniska produkten.



## StarDental®-anslutning



Påkoppling resp. avlägsnande av den medicintekniska produkten får aldrig ske under drift!

- 1 Koppla på den medicintekniska produkten på motorn.



- 2 Kontrollera att allt sitter fast ordentligt.

- 3 Tryck på skjuthylsan på den medicintekniska produkten för att ta bort den från motorn.



### Roterande instrument

- > Prophy engångsvinkelstycke med bågare eller borste
- > Prophy-bågare eller borste
- > Snap-on Adapter för Prophy-bågare eller borste



- > De roterande instrumenten är engångsartiklar och ska ersättas efter varje användning.



- > Använd endast felfria roterande instrument. Beakta tillverkarens instruktioner.
- > Använd endast roterande instrument (för WP-66 M) där instrumentens skaft motsvarar kraven i standard ISO 1797.
- > Sätt endast i det roterande instrumentet när den medicintekniska produkten står stilla.
- > Ta aldrig med händerna i det roterande eller avstannande roterande instrumentet.



- > Den medicintekniska produkten får endast användas med högerrotation. I vänsterrotation kan det roterande instrumentet lossna (risk för skador).
- > Aktivera aldrig den medicintekniska produktens chucksystem medan den används. Detta kan medföra att det roterande instrumentet lossnar, att chucksystemet skadas och/eller att den medicintekniska produkten blir varm. Risk för brännskador!



**Handstycke HP-44 M, HP-44 T, HP-44 TS, HP-44 T MW, HP-44 T SD (Prophy engångsvinkelstycke med plastskaft, system Doriot)**

- > Använd för systemet Doriot endast Prophy engångsvinkelstycken med plastskaft. Prophy engångsvinkelstycken med metallaxlar skadar klämspännsystemet.




- > Beakta instruktionerna från engångsvinkelstyckstillverkarna.




- > Handstycket har ett automatiskt klämspännsystem.




### **Vinkelstycke WP-64 M, WP-64 T, WP-64 TS (System Young)**

-  > Vinkelstyckshuvudet är försett med en tredubbel packning (Triple-Seal) från Young Dental.
- > För att garantera tätheten ska du för systemet Young Dental endast använda Prophy-bägare eller borstar.

### **Vinkelstycke WP-64 MU (System Universal)**

-  > Vinkelstyckshuvudet är försett med en W&H-packning.  
Du kan använda alla gängse Screw-in (skruvgänga 1-72 UNF 2A) samt Snap-on Prophy-bägare eller borstar.



## Handstycke HP-44 M, HP-44 T, HP-44 TS, HP-44 T MW, HP-44 T SD


> Prophy engångsvinkelstycke med bågare eller borste

- 1 Placera spåret på engångsvinkelstycket mot fjäderklacken på handstycket.
- 2 Sätt i engångsvinkelstycket så långt det går på handstycket.



- 3 Kontrollera att allt sitter fast ordentligt.

- 4 Ta bort engångsvinkelstycket.



## Vinkelstycke WP-64 M, WP-64 MU, WP-64 T, WP-64 TS


> Prophy-bägare eller borste

- ❶ Blockera vinkelstyckets axel med nyckeln.
- ❷ a) Skruva bägaren eller borsten tills den klickar i.



b) Kontrollera att allt sitter fast ordentligt.

c) Skruva av bägaren eller borsten.



## Vinkelstycke WP-64 MU


- > Snap-on Adapter
- > Prophy-bägare eller borste

- ❶ Blockera vinkelstyckets axel med nyckeln.
- ❷ Skruva adaptern tills den klickar i.
- ❸ Koppla på bägaren eller borsten på adaptern.




- ❹ Kontrollera att allt sitter fast ordentligt.

eller



- 5 Blockera vinkelstyckets axel med nyckeln.
- 6 Avlägsna bågaren eller borsten från adaptern.
- 7 Skruva av adaptern.



### Vinkelstycke WP-66 M

- > Prophy-bägare eller borste
- > Instrumentskaftets diameter 2,35 mm

❶ Skjut bägaren eller borsten tills den klicka i [a]. Tryck på tryckknappen [b] och vrid bägaren eller borsten tills den klickar i [c].



❷ Kontrollera att allt sitter fast ordentligt.

❸ Tryck ned tryckknappen och ta bort bägaren eller borsten.

## Provkörning



Håll inte den medicintekniska produkten i ögonhöjd!

- > Sätt i det roterande instrumentet.
- > Börja använda den medicintekniska produkten.



Vid driftstörningar (t.ex. vibrationer, ovanliga ljud, överhettning), **bör du omedelbart ta den medicintekniska produkten ur drift** och kontakta en auktoriserad W&H-servicepartner.



Beakta de lokala och nationella lagarna, direktiven, standarderna och bestämmelserna för rengöring, desinfektion och sterilisering.



Uppgifterna om den validerade beredningsmetoden används som exempel för en ISO 17664-konform beredning av den medicintekniska produkten.



> Bär skyddskläder, ögonskydd, skyddsmask och handskar.



> Använd endast oljefri, filtrerad tryckluft med maximalt 3 bar driftstryck för manuell torkning.



## Rengörings- och desinfektionsmedel



- > Följ anvisningar och varningar från tillverkaren av rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
- > Använd endast detergenter som är avsedda för rengöring och/eller desinfektion av medicintekniska produkter av metall och plast.
- > Man måste ovillkorligen följa koncentrationerna och exponeringstiderna som anges av desinfektionsmedlets tillverkare.
- > Använd desinfektionsmedel som är kontrollerade och befunnits vara effektiva av Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH = Förening för tillämpad hygien), av Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP = Österrikiska sällskapet för hygien, mikrobiologi och förebyggande medicin), Food and Drug Administration (FDA) och U.S. Environmental Protection Agency (EPA).



Om de angivna rengörings- och desinfektionsmedlen inte finns tillgängliga är det användarens ansvar att validera sina metoder.



Den medicintekniska produktens livslängd och funktionsduglighet fastställs primärt av de mekaniska påfrestningarna under drift och kemisk påverkan på grund av beredningen.

- > Skicka utnötta eller skadade medicintekniska produkter och/eller medicintekniska produkter med materialförändringar till en auktoriserad W&H-servicepartner.

### Beredningscykler



- > För den medicintekniska produkten från W&H rekommenderar vi att man utför en ordinarie service efter 1 000 beredningscykler eller ett år.



Rengör den medicintekniska produkten omedelbart efter varje behandling, för att spola ur eventuella vätskor som trängt in (t.ex. blod, saliv etc.) och för att undvika beläggningar på inre delar.

- > Kör den medicintekniska produkten på tomgång i minst 10 sekunder.
- > Se till att alla utgångsöppningar sköljs.



> Torka av den medicintekniska produkten helt med desinfektionsmedel.

- > Avlägsna det roterande instrumentet.
- > Ta bort den medicintekniska produkten.



Observera att desinfektionsmedlet som används vid förbehandlingen endast är för personskydd och inte kan ersätta desinfektionssteget efter rengöringen.



Lägg inte den medicintekniska produkten i desinfektionslösning eller ultraljudsbad!

- > Rengör den medicintekniska produkten under rinnande dricksvatten (<35 °C/95 °F).
- > Spola och borsta av alla inre och yttre ytor.
- > Flytta rörliga delar fram och tillbaka flera gånger.
- > Ta bort vätskerester med tryckluft.



> W&H rekommenderar avtorkningsdesinfektion.



Den medicintekniska produktens grundläggande lämplighet för en verksam manuell desinfektion bevisades av ett oberoende testlabb med hjälp av desinfektionsmedlen "mikrozid® AF wipes" (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) och "CaviWipes™" (Metrex).



W&H rekommenderar maskinell rengöring och desinfektion med en rengörings- och desinfektionsapparat (RDG). (Undantag: HP-44 T, HP-44 TS, HP-44 T MW, HP-44 T SD, WP-64 T, WP-64 TS)

- > Följ anvisningar och varningar från tillverkaren av rengörings- och desinfektionsapparaten, rengörings- och/eller desinfektionsmedlet.



Den medicintekniska produktens grundläggande lämplighet för en verksam maskinell desinfektion bevisades av ett oberoende testlabb med hjälp av rengörings- och desinfektionsapparaten "Miele PG 8582 CD" (Miele & Cie. KG, Gütersloh) och rengöringsmedlet "Dr. Weigert neodisher® MediClean forte" (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg) enligt standarden ISO 15883.

- > Rengöring vid 55 °C (131 °F) – 5 minuter
- > Desinfektion vid 93 °C (200 °F) – 5 minuter



- > Se till att den medicintekniska produkten är helt torr in- och utvändigt efter rengöring och desinfektion.
- > Ta bort vätskerester med tryckluft.

### Kontroll



- > Kontrollera den medicintekniska produkten efter rengöring och desinfektion gällande skador, synligt resterande smuts och ytförändringar.
- > Bered medicintekniska produkter som ännu är smutsiga på nytt.
- > Sterilisera den medicintekniska produkten i anslutning till rengöring, desinfektion och smörjning.



## Smörjning

-  > Smörj den torra medicintekniska produkten omgående efter rengöring och/eller desinfektion.
- > Rikta den medicintekniska produkten nedåt.

### **Rekommenderade skötselintervaller**


- > Alltid efter varje invändig rengöring
  - > Före varje sterilisering
- eller
- > Efter 30 minuters bruk resp. 1x dagligen

### **Med W&H Service Oil F1, MD-400**

- > Följ anvisningarna på oljesprayburken och på förpackningen.
- eller

### **Med W&H Assistina**

- > Följ anvisningarna i bruksanvisningen för Assistina.



## Daglig smörjning HP-44 T SD

### ❶ Med W&H Service Oil F1, MD-30

- > Tillsätt 3 till 4 droppar i den medicintekniska produkten.
- > Gör en provkörning.

eller

### ❷ Med W&H Assistina

- > Följ anvisningarna i bruksanvisningen för Assistina.
- > Använd W&H-adaptorn REF 07535400 (tillbehör) för StarDental®-handstycket.

## Kontroll efter smörjningen



- > Rikta den medicintekniska produkten nedåt.
- > Börja använda den medicintekniska produkten så att överflödiga olja kan tränga ut.
- > Överflödiga olja kan leda till att den medicintekniska produkten överhettas.



Förpacka den medicintekniska produkten och tillbehören i förpackningar för sterilisering som motsvarar följande krav:

- > Förpackningen för sterilisering måste uppfylla de gällande standarderna gällande kvalitet och användning och vara lämplig för steriliseringsmetoden.
- > Förpackningen för sterilisering måste vara stor nog för steriliseringsgodset.
- > Den bestyckade förpackningen för sterilisering får inte stå under spänning.



W&H rekommenderar sterilisering enligt EN 13060, EN 285 eller ANSI/AAMI ST55.



- > Följ anvisningar och varningar från tillverkaren av ångsterilisatorer.
- > Det valda programmet måste vara lämpligt för den medicintekniska produkten.

### **Rekommenderade steriliseringsmetoder**

- > "Dynamic-air-removal prevacuum cycle" (typ B)/"Steam-flush pressure-pulse cycle" (typ S)\*/\*\*  
134 °C (273 °F) i minst 3 minuter, 132 °C (270 °F) i minst 4 minuter
- > "Gravity-displacement cycle" (typ N)\*\*  
121 °C (250 °F) i minst 30 minuter
- > Maximal sterilisationstemperatur 135 °C (275 °F)



Den medicintekniska produktens grundläggande lämplighet för en verksam sterilisering bevisades av ett oberoende testlabb med hjälp av ångsterilisatorn LISA 517 B17L\* (W&H Sterilization S.r.l., Brusaporto [BG]), ångsterilisatorn Systec VE-150\* (Systec) och ångsterilisatorn CertoClav MultiControl MC2-S09S273\*\* (CertoClav GmbH, Traun).

“Dynamic-air-removal prevacuum cycle” (typ B):	134 °C (273 °F) – 3 minuter*, 132 °C (270 °F) – 4 minuter*/**
“Steam-flush pressure-pulse cycle” (typ S):	134 °C (273 °F) – 3 minuter*, 132 °C (270 °F) – 4 minuter*/**
“Gravity-displacement cycle” (typ N):	121 °C (250 °F) – 30 minuter**

#### Torktider:

“Dynamic-air-removal prevacuum cycle” (typ B):	132 °C (270 °F) – 30 minuter**
“Steam-flush pressure-pulse cycle” (typ S):	132 °C (270 °F) – 30 minuter**
“Gravity-displacement cycle” (typ N):	121 °C (250 °F) – 30 minuter**

\* EN 13060, EN 285, ISO 17665

\*\* ANSI/AAMI ST55 , ANSI/AAMI ST79



- > Sterilt gods skall lagras torrt och dammfritt.
- > Det sterila godsets hållbarhet beror på lagerförhållandena och typen av förpackning.



## 6. Service

---

### Reparation och retur

Vid driftstörningar, kontakta omgående en auktoriserad W&H-servicepartner.

Reparationer och underhållsarbeten får endast genomföras av en auktoriserad W&H-servicepartner.



> Säkerställ att den medicintekniska produkten har genomgått hela beredningsprocessen innan returen.

## 7. Tillbehör, förbrukningsmaterial, reservdelar och andra rekommenderade medicintekniska produkter från W&H



Använd endast original W&H-tillbehör och reservdelar eller av W&H godkända tillbehör.

Leverantör: W&H-partners

000301xx	W&H Assistina	Ett urval av Prophy engångsvinkelstycken,
30310000	W&H Assistina TWIN (MB-302)	Prophy-bägare eller borstar finns på
03103500	Assistina-adapter för W&H och Midwest®-handstycken	hemsidan för W&H eller Young Dental:
07535400	Assistina-adapter för StarDental®-handstycken	<a href="http://wh.com">http://wh.com</a>
03304500	Service Oil F1, MD-30	<a href="http://www.youngdental.com">www.youngdental.com</a>
10940021	W&H Service Oil F1, MD-400 (6 st.)	eller
02038200	Sprayadapter för hand- och vinkelstycken	hos din dentalleverantör
01957300	Nyckel	
04530600	Snap-on Adapter (WP-64 MU)	
07979710	Prophy engångsvinkelstycke med bägare, 105°, fast/mörkgrönt (100 st.)	
07994950	Prophy engångsvinkelstycke med bägare, 105°, mjukt/äppelgrönt (100 st.)	

## 8. Tekniska data

		HP-44 T WP-64 T	WP-66 M	HP-44 M WP-64 M WP-64 MU	HP-44 TS WP-64 TS	HP-44 T SD HP-44 T MW
Motoranslutning	enligt standard	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964	–	StarDental®* eller Midwest®*
Motoranslutning med max. längd på 23 mm	enligt standard	–	–	–	ISO 3964	–
Grepphylsans ytterdiameter	[mm]	18	20	20	18	–
Instrumentskaftets diameter	ISO 1797 [mm]	–	2,35	–	–	–
Utväxlingsförhållande		4:1				
Maximalt driftvarvtal	[min <sup>-1</sup> ]	10 000				
Maximalt varvtal på roterande instrument	[min <sup>-1</sup> ]	2 500				

min<sup>-1</sup> (varv per minut)

\* StarDental® är ett registrerat varumärke tillhörande DENTALEZ Inc.

\* Midwest® är ett registrerat varumärke tillhörande Dentsply International Inc.



### Temperaturangivelser

Den medicintekniska produktens temperatur på manöversidan:	högst 55 °C (131 °F)
Den medicintekniska produktens temperatur på patientsidan:	högst 50 °C (122 °F)
Temperatur för arbetsdelen (det roterande instrumentet):	högst 41 °C (105,8 °F)

### Omgivningsvillkor

Temperatur vid lagring och transport:	-40 °C till +70 °C (-40 °F till +158 °F)
Luftfuktighet vid lagring och transport:	8 % till 80 % (relativ), ej kondenserande
Temperatur vid drift:	+10 °C till +35 °C (+50 °F till +95 °F)
Luftfuktighet vid drift:	15 % till 80 % (relativ), ej kondenserande

## 9. Avfallshantering

---



Säkerställ att delarna inte är kontaminerade vid avfallshanteringen.



Beakta de lokala och nationella lagarna, direktiven, standarderna och bestämmelserna för avfallshantering.

- > Medicinteknisk produkt
- > Förpackning

# Garantiåtagande

Den här medicintekniska produkten från W&H är tillverkad med största omsorg av högkvalificerade fackmän. Många tester och kontroller garanterar en felfri funktion. Var vänlig beakta att garantianspråk endast är giltiga om alla instruktioner i den bifogade bruksanvisningen följts.

**W&H ansvarar som tillverkare från och med inköpsdatum för material- eller tillverkningsfel inom en garantiperiod på 24 månader. Garantin täcker inte tillbehör och förbrukningsmaterial (nyckel och Snap-on Adapter).**

Vi tar inget ansvar för skador genom osakkunnig användning eller för reparationer som inte godkänts av W&H!

Garantikrav ska med bifogande av köpunderlaget lämnas till leverantören eller till en auktoriserad W&H-servicepartner. En garantiåtgärd förlänger varken ansvars- eller garantiperioden.

# 24 månaders garanti

## Auktoriserad W&H-servicepartner

---

Besök W&H på Internet på <http://wh.com>

Under menypunkten "Service" hittar du din närmaste, auktoriserade W&H-servicepartner.

Eller scanna QR-koden.





**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
**Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria**

**t +43 6274 6236-0,**  
**office@wh.com**

**f +43 6274 6236-55**  
**wh.com**

**Form-Nr. 50815 ASC**  
**Rev. 003 / 24.07.2023**  
**Rätt till ändringar förbehålls**