




Relación de tubos de irrigación originales para unidades de accionamiento quirúrgicas W&H




amadeo
M-UK1010 (110 V)
M-UK1015 (115 V)
M-UK1023 (230 V)




implantmed PLUS
SI-1010 (110 V)
SI-1015 (115 V)
SI-1023 (230 V)



04364100 (6 pcs, 3,8 m)
Juego de tubo/spray desechable
para micromotor con cable de 3,5m



04363600 (6 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray desechable
para micromotor con cable de 1,8 m
04364100 (6 pcs, 3,8 m)
Juego de tubo/spray desechable
para micromotor con cable de 3,5m



04719400 (1 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray esterilizable
para micromotor con cable de 1,8 m






Relación de tubos de irrigación originales para unidades de accionamiento quirúrgicas W&H




implantmed
SI-915 (115 V)
SI-923 (230 V)




implantmed CLASSIC
SI-915 (115 V)
SI-923 (230 V)




04013900 (1 pcs)
Tubo de la bomba con contra rosca




04363600 (6 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray desechable para micromotor con cable de 1,8 m




04013900 (1 pcs)
Tubo de la bomba con contra rosca




04363600 (6 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray desechable para micromotor con cable de 1,8 m




04014000 (3 pcs, 85 mm)
Tubo de la bomba




04014000 (3 pcs, 85 mm)
Tubo de la bomba




00929300 (10 pcs, 2,2 m)
Línea de irrigación desechable para micromotor con cable de 1,8 m



04719400 (1 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray esterilizable para micromotor con cable de 1,8 m



00929300 (10 pcs, 2,2 m)
Línea de irrigación desechable para micromotor con cable de 1,8 m



04719400 (1 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray esterilizable para micromotor con cable de 1,8 m




Relación de tubos de irrigación originales para unidades de accionamiento quirúrgicas W&H




implantmed
SI-915 (115 V, verde / azul)
SI-923 (230 V, verde / azul)




implantmed
SI-95 (115 V)
SI-95 (230 V)




04013900 (1 pcs)
Tubo de la bomba con contra rosca




04363600 (6 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray desechable
para micromotor con cable de 1,8 m




04014000 (3 pcs, 85 mm)
Tubo de la bomba




04013900 (1 pcs)
Tubo de la bomba con contra rosca




04363600 (6 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray desechable
para micromotor con cable de 1,8 m




04014000 (3 pcs, 85 mm)
Tubo de la bomba




04364100 (6 pcs, 3,8 m)
Juego de tubo/spray desechable
para micromotor con cable de 3,5m




00929300 (10 pcs, 2,2 m)
Línea de irrigación desechable
para micromotor con cable de 1,8 m



04719400 (1 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray esterilizable
para micromotor con cable de 1,8 m



00929300 (10 pcs, 2,2 m)
Línea de irrigación desechable
para micromotor con cable de 1,8 m
00929400 (10 pcs, 3,8 m)
Línea de irrigación desechable
para micromotor con cable de 3,5 m



04719400 (1 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray esterilizable
para micromotor con cable de 1,8 m



Relación de tubos de irrigación originales

para unidades de accionamiento quirúrgicas W&H




piezomed

SA-320 (pieza de mano con cable de 1,8 m)
SA-320 (pieza de mano con cable de 3,5 m)




elcomed


SA-310 con / sin documentación (micromotor con cable de 1,8 m)
SA-310 con / sin documentación (micromotor con cable de 3,5 m)




04013900 (1 pcs)
Tubo de la bomba con contra rosca




04363600 (6 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray desechable para micromotor con cable de 1,8 m
04364100 (6 pcs, 3,8 m)
Juego de tubo/spray desechable para micromotor con cable de 3,5m




04013900 (1 pcs)
Tubo de la bomba con contra rosca




04014000 (3 pcs, 85 mm)
Tubo de la bomba




04363600 (6 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray desechable para micromotor con cable de 1,8 m
04364100 (6 pcs, 3,8 m)
Juego de tubo/spray desechable para micromotor con cable de 3,5m




04014000 (3 pcs, 85 mm)
Tubo de la bomba




00929300 (10 pcs, 2,2 m)
Línea de irrigación desechable para micromotor con cable de 1,8 m
00929400 (10 pcs, 3,8 m)
Línea de irrigación desechable para micromotor con cable de 3,5 m



04719400 (1 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray esterilizable para micromotor con cable de 1,8 m



00929300 (10 pcs, 2,2 m)
Línea de irrigación desechable para micromotor con cable de 1,8 m
00929400 (10 pcs, 3,8 m)
Línea de irrigación desechable para micromotor con cable de 3,5 m



04719400 (1 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray esterilizable para micromotor con cable de 1,8 m





Relación de tubos de irrigación originales para unidades de accionamiento quirúrgicas W&H




elcoMED

SA-200 con / sin calibración (115 V, micromotor con cable de 1,8 o 3,5 m)
SA-200 con / sin calibración (230 V, micromotor con cable de 1,8 o 3,5 m)




elcomed 100


9925, Modelo 100
9926, Modelo 200




04035100 (1 pcs)
Tubo de la bomba con contra rosca



04366300 (4 pcs, 2,2 m)
Bifurcación Y desechable



00929300 (10 pcs, 2,2 m)
Línea de irrigación desechable
para micromotor con cable de 1,8 m
00929400 (10 pcs, 3,8 m)
Línea de irrigación desechable
para micromotor con cable de 3,5 m



04365300 (6 pcs, 2,2 m)
Juego de tubo/spray desechable
para micromotor con cable de 1,8 m
04365100 (6 pcs, 3,8 m)
Juego de tubo/spray desechable
para micromotor con cable de 3,5 m

