











# Systemübersicht Adapter Assistina 301 plus

## Hand- und Winkelstücke

Alle Hand- und Winkelstücke mit ISO-Anschluss		
Winkelstücke mit abnehmbaren Köpfen		Adapter REF 02679000
Hand- und Winkelstücke T1 CLASSIC der Firma Sirona Dental Systems		Adapter REF 02691000
FG-Spannsystem (W&H, Sirona Dental Systems)		Adapter REF 02693000
Entran Winkelstück-Aufsatz		Adapter REF 05204600

## Turbinen

T1, T2, T3 der Firma Sirona Dental Systems		<b>Basis-Adapter REF 02685000</b>  für 4-Loch Turbinen
W&H Turbinen, Luftscaler und Luftmotoren mit Roto Quick-System		
Turbinen oder Adapter mit 4-Loch-Fixanschluss (mit oder ohne Licht)		
Turbinen mit Multiflex-Anschluss der Firma Kaltenbach & Voigt		
Turbinen mit Borden 2(3)-Loch-Fixanschluss	