

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o  
en [wh.com](http://wh.com)



# Alegra, luz LED autogenerada

Contra-ángulos

alegra led+



## Preparación óptima

### Duraderos, compactos, precisos.

Con los contra-ángulos dentales Alegra de W&H podrá realizar el tratamiento a sus pacientes con la máxima eficiencia y la mayor seguridad.

### Compacto y potente

La reducción de peso y longitud del micromotor eléctrico permiten trabajar con los contra-ángulos Alegra de forma ergonómica y sin fatiga.



### Preparación eficiente y precisa – Acabado de precisión

Óptimos resultados de preparación para las prótesis realizadas mediante CAD/CAM gracias al contra-ángulo Alegra WE-99 LED G.

### Dispositivo

Los micromotores eléctricos de W&H puede integrarse de forma óptima en su rutina de trabajo. Elija el dispositivo inteligente por sus posibilidades de montaje flexibles (EM-12 L), o bien aprovechése de las ventajas de una solución integrada (Built-in), que supone una incorporación completa en su unidad dental (EM-12 L & EM-11 L).



## Luz LED+ de calidad natural al alcance de todos

### Accionamiento activado = LED+ encendido.

Un generador integrado funciona como fuente de energía para los LED, basándose en el principio de la dínamo de una bicicleta. Gracias a esto, los contra-ángulos Alegra LED+ le ofrecen calidad de luz natural, independientemente de si su equipo dispone o no de luz.

### Fiabilidad garantizada

Contra-ángulos «made in Austria»: duraderos, compactos, precisos.



### Alto índice de reproducción cromática (IRC)

El secreto está en el contraste: La reproducción cromática de Alegra brinda una reproducción natural de los tonos rojos y un fuerte contraste de colores.



### Trabajo más cómodo con LED+

Gracias al generador LED y a la posición óptima de la salida de luz, podrá trabajar en la boca con luz de calidad natural.

### Sorprendentemente innovador

El generador LED como fuente de energía integrada para los LEDs se basa en el principio de la dínamo de una bicicleta.



### Absolutamente independiente

Calidad de luz natural independientemente de su unidad y sin inversiones adicionales gracias al generador LED integrado.

# Datos técnicos



Modelo:	WE-99 LED G	WE-56 LED G	WE-66 LED G
Luz:	LED+		
Transmisión:	1 : 4,5	1 : 1	4 : 1
Tamaño del cabezal:	Ø 10,1 mm		
Altura de cabezal: con 19 mm (fresa FG) o 22,5 mm (fresa de contra-ángulo):	22,7 mm	24,2 mm	
Instrumentos rotatorios:	Fresa FG	Fresa del contra-ángulo	
Diámetro del vástago del instrumento:	Ø 1,6 mm	Ø 2,35 mm	
Longitud máx.:	25 mm	34 mm	
Spray:	3x	1x	
Acoplamiento del instrumento:	compatible con ISO 3964 (Ø 20 mm)		
Garantía:	12 meses		

**Aviso importante:** No todos los productos mencionados en este folleto están disponibles en todos los países. Para obtener más detalles, diríjase a su distribuidor local.

## Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

## Distribución:

**Wehadent Ibérica S.L Unipersonal**  
C/Canónigo Tárrega, 33  
46014 Valencia, **España**  
t +34 96 353 20 20  
oficinas.es@wh.com  
**wh.com**