

#whdentalwerk
f @ in ▶
video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Die Formel für ein langes Instrumenten- Leben



Die intelligentere
Formel

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Instrumente

Für jeden Einsatzbereich

W&H Service Oil F1 ist ein Produkt aus der W&H Forschung. Es wurde Hand in Hand mit der modernen W&H Instrumenten-Technologie entwickelt. Dieses Öl gibt Ihnen die Sicherheit, sämtliche W&H Instrumente optimal zu pflegen.

- › Turbinen
- › Hand- und Winkelstücke
- › Chirurgie-Instrumente
- › Luftscaler
- › Luftmotoren



Anspruchsvolle, hochpräzise technische Systeme verlangen erstklassige, hochwertige Pflege:

W&H-Dentalantriebe erreichen Spitzendrehzahlen bis zu 390.000 Upm. F1 sorgt für exzellente Schmierung und Innenreinigung und sichert somit die einwandfreie Funktion der Instrumente.



Perfekt für die manuelle Pflege

W&H Service Oil F1 in der Spraydose MD-400.

Mit dem Testsieger-ÖL für alle gängigen Antriebe


Das intelligentere Service Öl

W&H Service Oil F1 ist ein vollsynthetisches Spezialöl höchster Reinheit, das speziell für die Extremanforderungen in Dentalantrieben entwickelt wurde. F1 wurde gemeinsam mit Ölen anderer Marken einer Reihe strenger Tests unterzogen.

Das Resultat: Testsieger bei allen wichtigen Leistungsmerkmalen. Das Testergebnis: Je besser das Öl, desto niedriger der Verschleiß. (Reibkalottendurchmesser Wk [mm] ermittelt von TU-Wien nach SRV-Test (Schwing-Reib-Verschleiß-Test) gemäß DIN 51 834.)

Kurze Schmierintervalle – lange Lebensdauer

Intensive Pflege erhöht deutlich die Lebensdauer Ihrer Instrumente.



Sterilisationsbeständig ^{150°C} III

F1 ist selbstverständlich voll sterilisierbar, absolut hydrolysebeständig, oxidationsstabil und zeigt beste Verträglichkeit mit Desinfektionsmitteln.

Physiologisch o.k.

F1 enthält keine toxischen Bestandteile, ist physiologisch unbedenklich und umweltverträglich. Die Inhaltsstoffe entsprechen den einschlägigen, internationalen Bestimmungen.

Hohe Werkstoffverträglichkeit

F1 sichert die Beständigkeit auch von Kunststoffteilen, Beschichtungen, Dichtungen, Glas usw.

Enorm wirtschaftlich

Ihre Instrumente danken Ihnen die regelmäßige Pflege mit F1 durch verringerten Reparaturbedarf. Die Vorteile: wesentliche Kosteneinsparung und höhere Rentabilität Ihrer W&H Instrumente.

Intelligentes Öl + kurze Pflegeintervalle = erhöhte Lebensdauer

Ölspraydose

Type MD-400

Inhalt 400 ml



Bestellen Sie Ihr Service Oil F1 über Ihren Fachhändler.
Passende Sprühköpfe finden Sie im Internet unter wh.com

Vertrieb:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten
Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20337 ADT Rev. 002 / 27.02.2024
Änderungen vorbehalten