

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info  
sur  
wh.com



# Une tête ultra réduite au service de la précision.



endea

# Contre-angles pour limes en nickel-titane

## Polyvalent, précis et pratique.


Les contre-angles Endea NiTi à tête ultra réduite offre un accès inégalé à la zone de traitement. En association avec les limes en Nickel-Titane – d'une incroyable élasticité – ils garantissent un résultat optimal, en peu de temps. Que ce soit avec un moteur électrique, à air ou un moteur à contrôle de couple, les limes disponibles sur le marché sont capables d'atteindre la vitesse de rotation idéale avec le contre-angle Endea NiTi EB-75 (16:1).

## Les avantages en un clin d'œil

- › Tête ultra réduite pour un accès optimal à la zone de traitement
- › Zone de préhension optimisée – hygiène parfaite, excellente tenue en main
- › Roulement à bille intégral pour une transmission précise de la vitesse vers la lime
- › Thermo désinfectable et stérilisable



**Une tête extrêmement réduite pour un meilleur accès** à la zone de traitement. Les mandrins des limes raccourcis réduisent la hauteur de travail totale et facilitent l'accès à la zone postérieure de la cavité buccale.



**Précision, vitesse et efficacité** maximales par rotation à 360°.

## Caractéristiques techniques



Modèle :	EB-75	EB-79
Rapport de transmission :	16:1	2:1
Instruments canaux recommandés selon ISO 1797-1:1995 :	Limes en nickel-titane, pour rotation à 360°, d'un diamètre de mandrin de 2,35 mm (Type 1)	
Diamètre de raccordement :	20 mm	
Raccordement :	Pour moteurs ISO selon ISO 3964 (DIN 13.940)	

### Fabricant :

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

### Distribution :

**W&H France S.à.r.l**  
4 rue Ettore Bugatti  
67201 Eckbolsheim, **France**  
t +33 388 773 600  
commercial.fr@wh.com  
wh.com

**W&H CH-AG**  
Industriepark 9  
8610 Uster, **Schweiz**  
t +41 43 4978484  
f +41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
wh.com

### Information réglementaire :

Dispositif Médical Classe 2a / CE 0297 / IMQ.  
Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.