

La retouche de précision



La pièce à main de retouche 945 convient parfaitement aux petits travaux d'adaptation des prothèses dentaires et des appareils orthodontiques ainsi qu'aux travaux techniques simples sur matériaux dentaires.



Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.



Rapport de transmission :	1:1
Système de serrage :	Système de serrage par rotation
Poids :	90 g
Instruments rotatifs :	Foret de pièce à main Ø 2,35 mm conforme EN ISO 1997-1:1995
Système d'accouplement :	Pour moteurs avec raccord ISO selon ISO 3964/DIN 13940
Domaine d'application :	Pour les petits travaux techniques sur les matériaux dentaires
Ne doit pas être utilisé sur le patient (non stérilisable)	
Fonctionnement (au choix) :	<ul style="list-style-type: none">> Moteur d'unit> Moteur à air> Moteur de laboratoire »type e«
Domaine d'application – Correction, adaptation et reprise de :	<ul style="list-style-type: none">> Prothèses dentaires amovibles et fixes [avant le cimentage]> Epithèses> Porte-empreintes individuels> Appareils orthodontiques



Avantages :	<ul style="list-style-type: none">> Fiable et sans entretien – lubrification à vie> Joint d'étanchéité spécial à l'extrémité de l'instrument – longévité accrue> Système de serrage par rotation confortable – changement facile des forets et fraises.> Ergonomique – bonne tenue en main> Légère et silencieuse – travail sans effort
-------------	--



Commandez votre pièce à main de retouche chez votre revendeur spécialisé.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com



W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, France
t. + 33 388 773 600
f. + 33 388 773 601
commercial.fr@wh.com
wh.com



W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com