



Il tocco finale



Il manipolo tecnico 945 è indicato per il perfetto adattamento individuale di protesi, apparecchi di regolazione e per lavori tecnici leggeri su materiali dentali.



Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive illustrati non fanno parte della dotazione.



Rapporto di trasmissione:	1:1
Sistema di serraggio:	serraggio a rotazione
Peso:	90 g
Strumenti ortanti:	frese per manipoles Ø 2,35 mm sec. EN ISO 1997-1:1995
Sistema attacco:	per motori con attacco ISO sec. ISO 3964/DIN 13940
Destinazione d'uso:	lavori tecnici leggeri su materiali dentali
Non utilizzabile sul paziente (non sterilizzabile)	

Utilizzo (a scelta):	<ul style="list-style-type: none">> micromotori del riunito> micromotori ad aria> micromotori da laboratorio »e-type«
Indicazioni – correzione, adattamento e finitura di:	<ul style="list-style-type: none">> protesi fisse e amovibili (prima della cementazione)> epitesi> portaimpronte individuali> apparecchi di regolazione in ortodonzia

Vantaggi:	<ul style="list-style-type: none">> Affidabile, privo di manutenzione grazie alla lubrificazione a vita> Speciale guarnizione di tenuta sulla punta – maggiore durata> Confortevole serraggio a rotazione – per una sostituzione senza fatica di strumenti e frese per manipoles> Forma di agevole prensione – sta bene in mano> Peso ridotto e funzionamento silenzioso – per un lavoro senza affaticamento
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



I manipoles tecnico 945 è disponibile presso il Vostro rivenditore di fiducia.

Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italia
t + 39 035 66 63 911
f + 39 035 66 63 939
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG

Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com