

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



W&H-Kupplungen

Vielseitige Systemschnittstellen



roto quick

Vielseitige Systemschnittstellen

Die Roto Quick-Kupplung ist ein Verbindungsstück zur Übertragung von Medien (Luft, Wasser, Strom und Licht) zwischen dem Versorgungsschlauch der Dentaleinheit und Luftantrieben.



Vielseitig

Für alle Turbinen, Luftmotoren und Scaler mit Roto Quick-Anschluss.



Kompatibel

Mit allen genormten Turbinenschläuchen verwendbar.



Hygienisch

Der Rücksaugstopp vermindert den Rückfluss von kontaminiertem Spraywasser und minimiert dadurch das Infektionsrisiko.



Intelligent

Die Stromübertragung ermöglicht revolutionäre Technologien, wie etwa das 5-fach Ring LED+.



Flexibel

360°-Drehung der Instrumente für ein einfaches und ergonomisches Handling.



Ergonomisch

Leichtestes System am Markt.



Individuell

Stufenlose Regelung der Spraywasserzufuhr für eine rasche Einstellung durch den Anwender – auch während der Behandlung.



W&H Roto Quick Kupplungen

Leicht, flexibel und sterilisierbar:
W&H Roto Quick-Kupplungen sind vielseitig einsetzbar und sowohl für Übertragungsinstrumente mit LED+, LED als auch Halogenlicht geeignet. 24 Monate Garantie (außer RQ-53 und RQ-54 mit 12 Monaten Garantie).



Roto Quick-Kupplungen:	RQ-03	RQ-04	RQ-14	RQ-24	RQ-34	RQ-53*	RQ-54*
Licht:	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Sprayregulierung:	-	-	Ja	-	Ja	-	-
Anschluss:	2 (3)-Loch	Standard 4-Loch	Standard 4-Loch	6-Loch	6-Loch	2(3)-Loch	Standard 4-Loch

* mit integriertem Licht-Generator



W&H-Kupplung für Multiflex®*-Anschluss:

Licht:	LED
Sprayregulierung:	-
Anschluss:	6-Loch



W&H-Kupplung RM-34 LED für Multiflex®*-Anschluss

Einfach und kompromisslos: Die W&H-Kupplung RM-34 LED ist sofort einsatzbereit. Das bedeutet: Die Kupplung mit LED ist neben den herkömmlichen Halogenlichtkupplungen verwendbar, ohne die geringsten Änderungen an der Dentaleinheit vorzunehmen. Lange Lebensdauer – 24 Monate Garantie.

* Multiflex® ist eine eingetragene Marke der Kaltenbach & Voigt GmbH, Deutschland

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com