

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem  
Fachhändler oder  
auf **wh.com**



# W&H-Kupplungen

Vielseitige Systemschnittstellen



roto quick

## Vielseitige Systemschnittstellen

Die Roto Quick-Kupplung ist ein Verbindungsstück zur Übertragung von Medien (Luft, Wasser, Strom und Licht) zwischen dem Versorgungsschlauch der Dentaleinheit und Luftantrieben.



### Vielseitig

Für alle Turbinen, Luftmotoren und Scaler mit Roto Quick-Anschluss.



### Kompatibel

Mit allen genormten Turbinenschläuchen verwendbar.



### Hygienisch

Der Rücksaugstopp vermindert den Rückfluss von kontaminiertem Spraywasser und minimiert dadurch das Infektionsrisiko.



### Intelligent

Die Stromübertragung ermöglicht revolutionäre Technologien, wie etwa das 5-fach Ring LED+.




### Flexibel

360°-Drehung der Instrumente für ein einfaches und ergonomisches Handling.



### Ergonomisch

Leichtestes System am Markt.



### Individuell

Stufenlose Regelung der Spraywasserzufuhr für eine rasche Einstellung durch den Anwender – auch während der Behandlung.



# W&H Roto Quick Kupplungen

Leicht, flexibel und sterilisierbar:  
W&H Roto Quick-Kupplungen sind vielseitig einsetzbar und sowohl für Übertragungsinstrumente mit LED+, LED als auch Halogenlicht geeignet. 24 Monate Garantie (außer RQ-53 und RQ-54 mit 12 Monaten Garantie).



Roto Quick-Kupplungen:	RQ-03	RQ-04	RQ-14	RQ-24	RQ-34	RQ-53*	RQ-54*
<b>Licht:</b>	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Sprayregulierung:</b>	-	-	Ja	-	Ja	-	-
<b>Anschluss:</b>	2 (3)-Loch	Standard 4-Loch	Standard 4-Loch	6-Loch	6-Loch	2(3)-Loch	Standard 4-Loch

\* mit integriertem Licht-Generator



W&H-Kupplung für Multiflex®*-Anschluss:	
<b>Licht:</b>	LED
<b>Sprayregulierung:</b>	Ja
<b>Anschluss:</b>	6-Loch



## W&H-Kupplung RM-34 LED für Multiflex®\*-Anschluss

Einfach und kompromisslos: Die W&H-Kupplung RM-34 LED ist sofort einsatzbereit. Das bedeutet: Die Kupplung mit LED ist neben den herkömmlichen Halogenlichtkupplungen verwendbar, ohne die geringsten Änderungen an der Dentaleinheit vorzunehmen. Lange Lebensdauer – 24 Monate Garantie.

\* Multiflex® ist eine eingetragene Marke der Kaltenbach & Voigt GmbH, Deutschland

### Hersteller:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

### Vertrieb:

**W&H Deutschland GmbH**  
Ludwigstraße 27  
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**  
t +49 8651 904 244-0  
f +49 8651 904 244-4  
office.de@wh.com  
wh.com

**W&H Austria GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-239  
f +43 6274 6236-890  
office.at@wh.com  
wh.com

**W&H CH-AG**  
Industriepark 9  
8610 Uster, **Schweiz**  
t +41 43 4978484  
f +41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
wh.com