

#whdentalwerk



video.wh.com

Acum la
distribuitorul dvs.
W&H preferat



Cuplele W&H

Interfețe de sistem versatile



roto quick

Interfețe de sistem versatile

Cupla Roto Quick este o piesă conectoare care asigură transmisia resurselor externe utilizate – aer, apă, electricitate și lumină – între furtunul de alimentare al unitului dentar și instrument.



Versatil

Pentru toate tipurile de turbine, micromotoare și scalere pneumatice cu conexiuni Roto Quick.



Compatibil

Compatibil cu toate furtunurile standard pentru turbine.



Igienic

Supapa de sens reduce refluxul apei de pulverizare contaminate și minimizează riscul de infecție.



Intelligent

Sistemul de transmisie permite valorificarea noilor tehnologii revoluționare, cum este 5x Ring LED+.



Flexibil

Rotirea 360° a piesei, pentru o manipulare ușoară și ergonomică.



Ergonomic

Sistemul cu greutatea cea mai mică existent până în prezent.



Configurabil

Posibilitatea de reglare continuă a alimentării cu apă de pulverizare pentru o ajustare rapidă de către utilizator – chiar și în timpul tratamentului.



Cuplele W&H Roto Quick

Ușor, flexibil și cu posibilitate de sterilizare:

Cuplele rapide W&H Roto Quick sunt versatile și special concepute pentru a fi utilizate cu piesele de mână cu lumină LED+, LED și cu halogen.

Garanție 24 de luni (cu excepția RQ-53 și RQ-54 care beneficiază de o garanție de 12 luni).



Cuple Roto Quick:	RQ-03	RQ-04	RQ-14	RQ-24	RQ-34	RQ-53*	RQ-54*
Lumină:	–	–	–	Da	Da	Da	Da
Reglare spray:	–	–	Da	–	Da	–	–
Conexiune:	2 (3) canale 	Standard 4 canale 	Standard 4 canale 	6 canale 	6 canale 	2 (3) canale 	Standard 4 canale 

* Cu generator de lumină integrat



Cupla W&H pentru conexiune Multiflex®*	
Lumină:	LED
Reglare spray:	Da
Conexiune:	6 canale 



Cupla W&H RM-34 LED pentru conexiune Multiflex®*

Simple și fără compromisuri: cupla W&H RM-34 LED este gata de utilizare. Varianta LED poate fi utilizată alături de cuplele convenționale cu halogen, fără a fi necesare modificări ale unitului dentar. Durata lungă de viață – 24 luni garanție.

* Multiflex® este o marcă înregistrată a Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania.

Producător:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-0
 f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com