

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o  
en **wh.com**



# Acoplamientos W&H

Interfaces de sistema versátiles



rotor quick

## Interfaces de sistema versátiles

El acoplamiento Roto Quick es una pieza de conexión que transfiere la distribución de aire, agua, electricidad y luz, entre la manguera de alimentación de la unidad dental y los accionamientos neumáticos.



### Versátil

Para todas las turbinas, micromotores de aire y scalers con conexión para acoplamiento Roto Quick.



### Compatible

Puede utilizarse con todas las mangueras de turbina habituales.



### Higiénico

La válvula antirretorno impide el reflujo del agua de spray contaminada y minimiza así el riesgo de infección.



### Inteligente

La potencia de transmisión permite tecnologías revolucionarias, como el anillo con 5 LED+.



### Flexible

Rotación de 360° de los instrumentos para un manejo sencillo y ergonómico.



### Ergonómico

El sistema más ligero del mercado.



### Personalizable

Regulación gradual del suministro automático de agua de spray para que el usuario pueda ajustarlo de forma rápida, incluso durante su uso.



# Acoplamientos W&H Roto Quick

Ligeros, flexibles y esterilizables:  
Los acoplamientos W&H Roto Quick tienen un uso versátil y son válidos para instrumentos de transmisión tanto con luz LED+, LED y halógena. 24 meses de garantía (excepto RQ-53 y RQ-54 con 12 meses de garantía).



| Acoplamientos Roto Quick: | RQ-03      | RQ-04              | RQ-14              | RQ-24  | RQ-34  | RQ-53*     | RQ-54*             |
|---------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------|--------|------------|--------------------|
| Luz:                      | –          | –                  | –                  | Sí     | Sí     | Sí         | Sí                 |
| Regulación del spray:     | –          | –                  | Sí                 | –      | Sí     | –          | –                  |
| Conexión:                 | 2 (3) vías | Estándar de 4 vías | Estándar de 4 vías | 6 vías | 6 vías | 2 (3) vías | Estándar de 4 vías |
|                           |            |                    |                    |        |        |            |                    |

\* con generador de luz integrado



| Acoplamiento W&H para conexión Multiflex®: |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Luz:                                       | LED    |
| Regulación del spray:                      | Sí     |
| Conexión:                                  | 6 vías |
|                                            |        |



## Acoplamiento W&H RM-34 LED para conexión Multiflex®

Sencillo y sin concesiones: El acoplamiento W&H RM-34 LED ya está listo para su uso. Esto implica que el acoplamiento con LED se puede usar junto a los acoplamientos de luz halógena convencional, sin realizar ninguna modificación en la unidad dental. Larga vida útil, 24 meses de garantía.

\* Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH, Alemania

### Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

### Distribución:

**Wahadent Ibérica S.L Unipersonal**  
C/Canónigo Tárrega, 33  
46014 Valencia, **España**  
t +34 96 353 20 20  
oficinas.es@wh.com  
wh.com