


#whdentalwerk



video.wh.com

Вече при Вашия  
дистрибутор  
или **wh.com**



# Най-легендарните обратни наконечници

в света от W&H



syneco

## Премиумните прави и обратни наконечници на W&H

People have Priority: За да направим избора на нашите прави и обратни наконечници Syneca по-лесен за Вас, ние се вслушахме във Вашите изисквания и създадохме две нови линии инструменти, които напълно отговарят на нуждите Ви. Syneca Vision: с нововъведения като специалното покритие, устойчиво на надраскване. Syneca Fusion: линия с високо качество и изключителна рентабилност.



syneca VISION

Линия инструменти за най-високите изисквания. Специално ориентирани към потребителя прави и обратни наконечници с най-висока прецизност, елегантност и ефективност.

syneca FUSION

Ефективно и икономично решение. Правите и обратни наконечници с утвърденото качество на Syneca са вече много по-достъпни.

### VISION FUSION

**Две линии инструменти**  
syneca се предлага във вариантите Vision и Fusion.



**Тиха работа**  
Значително по-безшумни – благодарение на новата технология на предавките.



**Моноблок дизайн**  
Ергономичност в едно цяло – за оптимална хигиена.



**Ориентирани към потребителя**  
Различни размери на главата за оптимален достъп.



**Syneca Vision**  
**къси наконечници**  
Краткият път към по-добрата ергономичност.



**Syneca Power Edition**  
За най-твърдите материали.

## Synea Vision:

ненадминатите прави и обратни наконечници

Широка гама за всички приложения: с линия Synea Vision W&H разработи инструменти от най-високо качество. Два размера на главата на високооборотните наконечници за оптимален достъп. И специално покритие за повече естетика и продължителна експлоатация.

### Инструменти на бъдещето

- › различни размери на главата
- › перфектна ергономичност и тиха работа
- › устойчива на надраскване повърхност
- › дълъг живот
- › 36 месеца гаранция



### Отлични резултати при препарация

благодарение на изключително тихата работа и оптимизираните размери на главата.

synea VISION



### Малки глави

Два размера на главата на високооборотните наконечници и най-малката в света височина на главата при нискооборотните наконечници. Подходящи за пациенти, при които отварянето на устата е ограничено.

### Устойчива на надраскване повърхност

Специалното покритие предотвратява износването – за постоянна естетика и удоволствие, както в първия ден на употреба.

### 5-флексен спрей

5-флексният спрей за високооборотни обратни наконечници осигурява равномерно охлаждане на обработваната зона – при всякакви условия.


### Широка гама

Подходящият прав или обратен наконечник за всяко приложение – с качеството на Synea!

## Synea Vision къси наконечници:

перфектен баланс между мощност и ергономичност

Благодарение на намалените тегло и дължина, Synea Vision Short Edition облекчава протичането на манипулациите. Можете да избирате от класическата гама на високооборотни и нискооборотни накрайници. Комбинацията с изключително късия микроmotor EM-12 L представлява перфектния баланс между ергономия и висока мощност.



### Малък, но мощен

Новият микроmotor EM-12 L с LED за оптимално осветяване на обработваната зона с дневна светлина.



### Устойчива на надраскване повърхност

и при късите обратни наконечници Synea Vision.



### Най-добри резултати

благодарение на лесния достъп и малките размери на главата.



### Обратни наконечници за всяко приложение

Synea Vision къси наконечници в класическата гама и с два различни размера на главата при високооборотните наконечници.

### Перфектен баланс

Късите обратни наконечници прилягат оптимално в ръката.



Късите обратни наконечници Synea Vision могат да се използват с микроmotorи с ISO куплиране 23 mm или по-малко. Моля, проверете съвместимостта им с микроmotorите, с които разполагате. Вашият специализиран консултант ще Ви помогне с удоволствие!

## Synea Power Edition: Мощни обратни наконечници за материали с висока якост

Със специалната серия Synea 900, W&H разработи три високооборотни наконечника. WK-900 LT се присъединява към премиум линията на серията Synea, докато WG 900 A (без светлина) и WG-900 LT (със светлина) са отлични допълнения към портфолиото на Synea Fusion.

synea  
POWER EDITION

### изключително прецизен

с новия дизайн на главата за по-добро насочване на борера

### изключително устойчив

за по-малко разходи за обслужване

### изключително здрав

за отстраняване на високоякостни материали

### изключително стабилна

система на цангата с повече от 20% увеличение на силата



### изключително лесна

смяна на борера с уникален черен дизайн на бутона

### изключително силен

с повече въртящ момент и по-добра скорост на отстраняване

### изключително издръжлив

с поне 20% удължен живот

## Synea Vision: Технически данни



CE 0297 I N III

Видове със светлина: (Светловод)	WK-900 LT	WK-99 LT WK-99 LT S	WK-93 LT WK-93 LT S
Размер на главата:	Ø 10,7 mm	Ø 9,5 mm	Ø 9,1 mm
Височина на главата: с 19 mm (турбинни борери) или 22,5 mm (борери за обратни наконечници):	22,9 mm	22,3 mm	22 mm
Ротиращи инструменти:	Турбинни борери		
Макс. диаметър на работната част:	Ø 2,5		Ø 2
Макс. дължина:	25 mm		21 mm
Предавателно съотношение:	1:4	1:5	1:4,5
Спрей:	3x	5x	
Области на приложение:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Препарация за корони и кавитети</li> <li>Отстраняване на пълнежи и метали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Препарация за корони и кавитети</li> <li>Трепанация</li> <li>Резекция</li> <li>Финиране</li> <li>Отстраняване на пълнежи и метали</li> </ul>	



CE 0297 I N III


Видове със светлина: (Светловод)	WK-86 LT	WK-66 LT	WK-56 LT WK-56 LT S	HK-43 LT
Размер на главата:		Ø 9,5 mm		-
Височина на главата: с 19 mm (турбинни борери) или 22,5 mm (борери за обратни наконечници):		24,1 mm		-
Ротиращи инструменти:	Борери за обратни наконечници			Борери за прави и обратни наконечници
Макс. диаметър на работната част:		-		-
Макс. дължина:		34 mm		34 mm
Предавателно съотношение:	8:1	2:1	1:1	1:1
Спрей:	1x			
Области на приложение:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Екскавиране</li> <li>Препарация в близост до пулпата</li> <li>Запълване на коренови канали</li> <li>Циментиране</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Екскавиране</li> <li>Препарация в близост до пулпата</li> <li>Финиране</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Препарация на кавитети</li> <li>Трепанация</li> <li>Резекция</li> <li>Сепариране</li> <li>Финиране на крайни участъци на кавитета и пълнежи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Препарация</li> <li>Сепариране</li> <li>Трепанация</li> <li>Резекция в зоната на фронталните зъби</li> <li>Основни технически работи</li> </ul>

## Synea Fusion:

### Оптимално съотношение цена-качество

Утвърденото качество на Synea е вече много по-достъпно: с линията Synea Fusion W&H разработи инструменти, при които рентабилността е точно толкова важна, колкото и качеството.

synea FUSION



#### Оптимално охлаждане от четири посоки

Постоянно охлаждане чрез 4-флексен спрей за високооборотни обратни наконечници.



#### Малка глава

Отлична видимост и оптимален достъп до обработваната зона, благодарение на нови, малки размери на главата.



#### Перфектно осветяване

Светловод за отлично осветяване на обработваната зона.

#### Качество, което си струва

- › утвърдено качество на Synea
- › отлична ефективност при работа
- › безкомпромисен комфорт



#### Оптимизиран профил на грифа

за надеждно захващане и оптимална хигиена.



#### Специализирани инструменти

Специализирани обратни наконечници за трудно достъпни зони.

## Synea Fusion: Технически данни

CE 0297

				
<b>Видове със светлина: (светловод)</b>	<b>WG-900 LT</b>	<b>WG-99 LT</b>	<b>WG-69 LT</b>	<b>WG-67 LT</b>
<b>Видове без светлина:</b>	<b>WG-900 A</b>	<b>WG-99 A</b>	<b>WG-69 A</b>	<b>WG-67 A</b>
<b>Размер на главата:</b>	Ø 10,7 mm	Ø 9,5 mm	Ø 10 mm	Ø 8,2 mm
<b>Височина на главата: с 19 mm (турбинни борери) или 22,5 mm (борери за обратни наконечници):</b>	22,9 mm	22,3 mm	–	
<b>Ротиращи инструменти:</b>	Турбинни борери		ход 0,9 за Intensiv пили	ход 1,1 за Dentatus накрайници
<b>Макс. диаметър на работната част:</b>	Ø 2,5		предварително зададен от предлаганите за доставка пили / накрайници	
<b>Макс. дължина:</b>	25 mm			
<b>Предавателно съотношение:</b>	1:4	1:5	2:1	
<b>Спрей:</b>	3x	4x	1x	
<b>Области на приложение:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Препарация за корони и кавитети</li> <li>› Отстраняване на пълнежи и метали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Препарация за корони и кавитети</li> <li>› Трепанация</li> <li>› Резекция</li> <li>› Финиране</li> <li>› Отстраняване на пълнежи и метали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Финиране на интердентални и субгингивални зони, както и на ръбовете на кавитета</li> <li>› Скосяване на границите на препарацията и на кавитета</li> <li>› Отстраняване на субгингивална плака</li> <li>› Стрипинг в ортодонтията</li> <li>› Макс. обороти 40 000 об/мин</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Отстраняване на излишъци</li> <li>› Грубо полиране</li> <li>› Fino полиране</li> <li>› Повторно полиране в интерденталната и субгингивалната област</li> <li>› Макс. обороти 20.000 об/мин</li> </ul>

CE 0297


			
<b>Видове със светлина: (светловод)</b>	<b>WG-66 LT</b>	<b>WG-56 LT</b>	
<b>Видове без светлина:</b>	<b>WG-66 A</b>	<b>WG-56 A</b>	<b>HG-43 A</b>
<b>Размер на главата:</b>	Ø 9,5 mm		–
<b>Височина на главата: с 19 mm (турбинни борери) или 22,5 mm (борери за обратни наконечници):</b>	24 mm	24,1 mm	–
<b>Ротиращи инструменти:</b>	Борери за обратни наконечници	Борери за обратни наконечници	Борери за прави и обратни наконечници
<b>Макс. диаметър на работната част:</b>	–	–	–
<b>Макс. дължина:</b>	34 mm	34 mm	
<b>Предавателно съотношение:</b>	2:1	1:1	
<b>Спрей:</b>	1x		
<b>Области на приложение:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Екскавиране</li> <li>› Препарация в близост до пулпата</li> <li>› Финиране</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Препарация за корони и кавитети</li> <li>› Трепанация</li> <li>› Резекция</li> <li>› Сепариране</li> <li>› Финиране на крайни участъци на кавитета и пълнежи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Препарация</li> <li>› Сепариране</li> <li>› Трепанация</li> <li>› Резекция в зоната на фронталните зъби</li> <li>› Основни технически работи</li> </ul>

# W&H AIMS

## Безопасността е с предимство!

В денталната практика хигиената е от първостепенно значение. W&H AIMS трябва да Ви подкрепи тук: с бърз достъп до широка гама от продукти, основни познания и цялата подходяща информация.

За Вашата безопасност и безопасността на Вашите пациенти.  
[aims.wh.com](http://aims.wh.com)



-   
**Обеззаразяване**
-   
**Почистване**
-   
**Дезинфекция**
-   
**Инспекция и хигиена/поддръжка**
-   
**Опаковка**
-   
**Стерилизация**
-   
**Проследимост и съхранение**

# Най-успешните обратни наконечници

В света от W&H



Фиг. Снимки. Допълнителното оборудване и съдържанието на показаните аксесоари не са включени в съдържанието на доставката.

## Производител:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-0  
**f** +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

## Дистрибуция:

**W&H Bulgaria Ltd.**  
Pirin Str. 91, Office Nr. 6  
1680 Sofia, **Bulgaria**  
**t** +359 2 8549565, +359 2 8549566  
**f** +359 2 8549590  
office.bg@wh.com  
**wh.com**

20993 ABG Rev. 008 / 09.12.2025  
Правата за промени запазени