

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info

sur

wh.com



Les contre-angles les plus légendaires

au monde par W&H



syneco

Les contre-angles et pièces à main Premium par W&H

People have Priority : toujours à votre écoute et pour vous aider à choisir parmi les contre-angles et pièces à main Synea, nous avons développé deux gammes parfaitement adaptées à vos exigences. Synea Vision : une gamme dotée d'innovations telles qu'un revêtement spécial antirayures. Et Synea Fusion : une gamme de grande qualité à un prix très attractif.

VISION FUSION

Deux gammes d'instruments
Synea est disponible dans les versions Vision et Fusion.



Peu bruyant
Réellement plus silencieux, grâce à la nouvelle technologie d'engrenage.



Conception monocorps
Ergonomie parfaite, pour une hygiène irréprochable.



Du « sur mesure »
Différentes tailles de tête pour une accessibilité optimale.

Made in
AUSTRIA

**Synea Vision
Short Edition***

Le plus court chemin vers une ergonomie parfaite.



* Edition courte

Synea Power Edition

Pour les matériaux les plus durs.

synea VISION

La gamme d'équipement pour les professionnels très exigeants. Des pièces à main et contre-angles sur mesure pour un maximum de précision, d'élégance et de performance.

synea FUSION

La solution efficace et économique. Les pièces à main et contre-angles de qualité Synea n'ont jamais été aussi abordables !

Synea Vision:

le « nec plus ultra »
des pièces à main et
contre-angles

Pour toutes les applications : avec Synea Vision, W&H propose des instruments de qualité haut de gamme. Deux tailles de tête pour les contre-angles grande vitesse garantissent une accessibilité incroyable. Et un revêtement spécial pour encore plus d'esthétique – et de longévité.

Les instruments du futur

- › Différentes tailles de tête
- › Ergonomie parfaite et fonctionnement silencieux
- › Revêtement anti-rayures
- › Longévité accrue
- › Garantie de 36 mois



D'excellents résultats de préparation

Grâce à un fonctionnement particulièrement silencieux et à des tailles de tête optimisées.

synea VISION



Sur mesure

Deux tailles de tête sur le multiplicateur et la plus petite hauteur de tête au monde sur les réducteurs. Convient idéalement aux patients à petite ouverture de bouche.

Revêtement anti-rayures

Un revêtement spécial résistant à l'usure donne à l'instrument un aspect neuf, pour longtemps – un plaisir renouvelé chaque jour.

Cinq spray

Le quintuple spray pour contre-angles grande vitesse assure un refroidissement homogène de la zone de traitement en toutes circonstances.


Une gamme polyvalente

Pour chaque application, la pièce à main ou le contre-angle qui convient – dans la qualité Synea !

Synea Vision Short Edition*:

l'équilibre parfait entre performance
et ergonomie

Plus légers, plus courts : les instruments Synea Vision Short Edition* facilitent considérablement tous vos traitements et sont disponibles dans la gamme classique de multiplicateur et réducteur. Avec le micromoteur ultra-court EM-12 L, c'est l'équilibre parfait entre ergonomie et performance.



Petit mais puissant

Nouveau micro-moteur EM-12 L à LED pour un éclairage en qualité lumière du jour de la zone de traitement.



Revêtement anti-rayures

même sur les petits contre-angles Synea Vision.



Résultats optimaux

Tailles de tête réduites et accessibilité parfaite.



Pour toutes les applications

Contre-angles Synea Vision Short Edition* disponibles dans la gamme classique, avec deux tailles de tête sur le multiplicateur.

Équilibre parfait

Les contre-angles Short Edition* tiennent parfaitement en main.



Les contre-angles Synea Vision Short Edition* peuvent être utilisés sur les micromoteurs avec raccord ISO d'une longueur maxi de 23 mm. Vérifiez la compatibilité avec vos micromoteurs. Votre conseiller se tient à votre disposition pour répondre à vos questions !

*Edition courte

Synea Power Edition:
Des contre-angles performants pour
des matériaux hautement résistants

Avec sa série spéciale Synea 900, W&H a conçu trois instruments à grande vitesse et particulièrement performants. Le WK-900 LT vient compléter la ligne haut de gamme de la série Synea (Synea Vision), tandis que le WG-900 A et le WG-900 LT viennent étoffer la gamme Synea Fusion.



Précision optimale
avec un design de la tête adapté pour un guidage plus précis de la fraise

Grande robustesse
pour des coûts de maintenance réduits

Performances exceptionnelles
pour l'élimination des matériaux hautement résistants

Système de serrage
extra stable doté d'une force de serrage accrue de plus de 20 %



Changement de la fraise
très facile grâce au bouton-poussoir noir au design unique en son genre

Puissance accrue
avec un couple plus élevé et une meilleure capacité d'abrasion

Durée de vie très élevée
et augmentée d'au moins 20 %

Synea Vision:
Caractéristiques techniques



Modèles lumière : (barreau de verre monobloc)	WK-900 LT	WK-99 LT WK-99 LT S	WK-93 LT WK-93 LT S
Dimensions de la tête :	Ø 10,7 mm	Ø 9,5 mm	Ø 9,1 mm
Hauteur de la tête : avec 19 mm (fraise FG) ou 22,5 mm (fraise à contre-angles) :	22,9 mm	22,3 mm	22 mm
Instruments rotatifs :	Fraise FG		
Diamètre maxi. de la partie travaillante :	Ø 2,5	Ø 2	
Longueur maxi. :	25 mm	21 mm	
Rapports de transmission :	1:4	1:5	1:4,5
Spray :	3x	5x	
Applications :	› Préparation des moignons et des cavités › Élimination des obturations et des métaux › Préparation des moignons et des cavités › Trépanation › Résection › Finition › Élimination des obturations et des métaux		



Modèles lumière : (barreau de verre monobloc)	WK-86 LT	WK-66 LT	WK-56 LT WK-56 LT S	HK-43 LT
Dimensions de la tête :	Ø 9,5 mm			–
Hauteur de la tête : avec 19 mm (fraise FG) ou 22,5 mm (fraise à contre-angles) :	24,1 mm			–
Instruments rotatifs :	Fraise contre-angle			Fraise pour pièces à main et contre-angles
Diamètre maxi. de la partie travaillante :	–			–
Longueur maxi. :	34 mm			34 mm
Rapports de transmission :	8:1	2:1	1:1	1:1
Spray :	1x			
Applications :	- Excavation - Préparation en zone pulpaire - Remplissage du canal radiculaire - Cimentation	- Excavation - Préparation en zone pulpaire - Finition	- Préparation des cavités - Trépanation - Résection - Séparation - Finition des bords des cavités et obturations	- Préparation - Séparation - Trépanation - Résection dans la zone antérieure - Petits travaux techniques

Synea Fusion: un excellent rapport qualité / prix

Jamais la qualité légendaire Synea n’a été aussi abordable : avec les instruments Synea Fusion, W&H propose une gamme où économie rime avec qualité, à part égale.




Un éclairage parfait
Barreau de verre monobloc pour un éclairage optimal de la zone de traitement.

- L’alternative économique
- › La qualité légendaire Synea
 - › Une efficacité extrême au quotidien
 - › Un confort d’utilisation sans compromis



Zone de préhension optimisée
Pour une meilleure prise en main et une hygiène optimale.



Refroidissement optimal dans quatre directions
Refroidissement homogène par Quattro Spray pour contre-angles grande vitesse.



Tête miniaturisée
Une meilleure visibilité et un accès optimal de la zone de traitement grâce aux têtes de dimensions réduites.



Instruments spéciaux
Contre-angles spéciaux à mouvement alternatif pour les endroits difficiles d’accès.



Synea Fusion: Caractéristiques techniques



Modèles avec lumière : (barreau de verre monobloc)	WG-900 LT	WG-99 LT	WG-69 LT	WG-67 LT
Modèles non lumière :	WG-900 A	WG-99 A	WG-69 A	WG-67 A
Dimensions de la tête :	Ø 10,7 mm	Ø 9,5 mm	Ø 10 mm	Ø 8,2 mm
Hauteur de la tête : avec 19 mm (fraise FG) ou 22,5 mm (fraise à contre-angles) :	22,9 mm	22,3 mm	–	
Instruments rotatifs :	Fraise FG Ø 2,5 25 mm		Amplitude 0,9 pour limes Intensiv	Amplitude 1,1 pour inserts Dentatus
Diamètre maxi. de la partie travaillante :			prédéfinie par les limes / inserts	
Longueur maxi. :				
Rapports de transmission :	1:4	1:5	2:1	
Spray:	3x	4x	1x	
Applications :	› Préparation des moignons et des cavités › Élimination des obturations et des métaux	› Préparation des moignons et des cavités › Trépanation › Résection › Finition › Élimination des obturations et des métaux	› Finition des zones interdentaires et sous-gingivales ainsi que des bords des cavités › Biseautage des bords lors de la préparation d'épaulements et de cavités › Abrasion de plaque sousgingivale › Stripping en orthodontie › Vitesse de rotation maxi. 40 000 tr/min.	› Élimination des surépaisseurs › Prépolissage › Polissage de finition › Polissage des zones interdentaires et sous-gingivales › Vitesse de rotation maxi. 20 000 tr/min.




Modèles avec lumière : (barreau de verre monobloc)	WG-66 LT	WG-56 LT	
Modèles non lumière :	WG-66 A	WG-56 A	HG-43 A
Dimensions de la tête :	Ø 9,5 mm		–
Hauteur de la tête : avec 19 mm (fraise FG) ou 22,5 mm (fraise à contre-angles) :	24 mm	24,1 mm	–
Instruments rotatifs :	Fraise contre-angle	Fraise contre-angle	Fraise pour pièces à main et contre-angles
Diamètre maxi. de la partie travaillante :	–	–	
Longueur maxi. :	34 mm	34 mm	
Rapports de transmission :	2:1	1:1	
Spray:	1×		
Applications :	› Excavation › Préparation en zone pulpaire › Finition	› Préparation des moignons et des cavités › Trépanation › Résection › Séparation › Finition des bords des cavités et obturations	› Préparation › Séparation › Trépanation › Résection dans la zone antérieure › Petits travaux techniques

W&H AIMS

**La sécurité est
notre priorité !**

L'hygiène est d'une importance capitale au sein de votre cabinet dentaire. Vous pouvez compter sur W&H AIMS et sa gamme de produits très diversifiée, ses connaissances fondamentales et toutes les informations pertinentes disponibles en un clin d'oeil.

Pour votre sécurité et celle de vos patients. **aims.wh.com**





DécontaminationNettoyageDésinfectionInspection et entretien/ maintenanceEmballageStérilisationTraçabilité et stockage

Les contre-angles les plus performants

au monde par W&H



Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, **France**
t +33 388 773 600
f +33 388 773 601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Information réglementaire :

Dispositifs Médicaux Classe 2a / CE 0297
/ DQS Réservés aux professionnels de
la médecine dentaire, non remboursés
par les organismes d'assurance maladie.
Nous vous invitons à lire attentivement
les instructions figurant dans la notice
d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.

20393 AFR Rev. 01 / 09.12.2025
Sous réserve de modifications