

#whdentalwerk



video.wh.com

Вече при Вашия  
дистрибутор  
или **wh.com**



# Компактни. Леки.



## Въздушни микромотори




### LED светлина

LED светлината във въздушния микромотор гарантира оптимална видимост и осветяване на обработваната зона.



### Отлична ергономичност

Свободното въртене на обратния наконечник на 360° на микромотора и късият, лек дизайн гарантират работа без умора.



### Бързо отстраняване на зъбните структури

Изключително мощен микромотор за ефективна работа, благодарение на високия въртящ момент.

# Технически данни



Тип:	AM-25 L RM	AM-25 A RM / AM-25 RM	AM-25 E BC	AM-25 LT* / AM-25 A*	AM-25 RQ
<b>Куплунг откъм страната на шлауха:</b>	Фиксирана връзка Стандартна връзка с 6-отвора	Фиксирана връзка Стандартна връзка с 4-отвора	Фиксирана връзка Borden връзка с 2(3)-отвора	Roto Quick	
<b>Светлина (LED вариант):</b>	Да	–		Да / –	–
<b>Спрей:</b>	интегриран	интегриран / –	външен	интегриран / интегриран	–
<b>Тегло:</b>	77 g	78 g / 73 g	74 g	82 g / 84 g	71 g
<b>Мощност:</b>	30 W				
<b>Диапазон на оборотите (min<sup>-1</sup>) при работно налягане от:</b>	2,5 bar: 5.000 – 20.000** 3 bar: 5.000 – 25.000**				
<b>Посока на въртене:</b>	десен/ляв ход				
<b>Гаранция:</b>	24 месеца				

\* Не са подходящи за термодезинфектора.

\*\* При въздушно задвижване данните за мощността и оборотите зависят от качеството на използваните шлаухи на турбината и по тази причина могат да се различават от указаните.



Тип:	AM-20 E RM / AM-20 RM	AM-20 E BC / AM-20 BC	AM-20 RQ
<b>Куплунг откъм страната на шлауха:</b>	Фиксирана връзка Стандартна връзка с 4-отвора	Фиксирана връзка Borden връзка с 2(3)-отвора	Roto Quick
<b>Светлина (LED вариант):</b>	–		
<b>Спрей:</b>	външен / –		–
<b>Тегло:</b>	58 g / 55 g	57 g / 55 g	54 g
<b>Мощност:</b>	30 W		
<b>Диапазон на оборотите (min<sup>-1</sup>) при работно налягане от:</b>	2,5 bar: 5.000 – 20.000* 3 bar: 5.000 – 25.000*		
<b>Посока на въртене:</b>	десен/ляв ход		
<b>Гаранция:</b>	24 месеца		

\* При въздушно задвижване данните за мощността и оборотите зависят от качеството на използваните шлаухи на турбината и по тази причина могат да се различават от указаните.

**Внимание:** Не всички продукти, споменати в тази брошура, са налични във всички държави. За повече информация се свържете с местния търговски партньор на W&N.

## Производител:

**W&N Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

## Дистрибуция:

**W&N Bulgaria Ltd.**  
14 Svilenitsa Str.  
1463 Sofia, **Bulgaria**  
t +359 2 8549565, +359 2 8549566  
f +359 2 8549590  
office.bg@wh.com  
wh.com