

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf wh.com



Kompakt. Leicht.




LED-Licht

Die LED im Luftmotor garantiert beste Sicht und Ausleuchtung der Behandlungsstelle.



Beste Ergonomie

Eine leichte 360° Drehbarkeit des Winkelstücks auf dem Motor und eine kurze sowie leichte Bauweise ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.



Hohe Abtragsleistung

Extrem leistungsstarker Motor für den effizienten Einsatz durch hohen Drehmoment.

Luftmotoren

Technische Daten



Typ:	AM-25 L RM	AM-25 A RM / AM-25 E RM / AM-25 RM	AM-25 A BC / AM-25 E BC / AM-25 BC	AM-25 LT* / AM-25 A*	AM-25 RQ
Kupplung schlauchseitig:	Fixanschluss Standard 6-Loch	Fixanschluss Standard 4-Loch	Fixanschluss Borden 2(3)-Loch	Roto Quick	
Licht (LED Version):	Ja	–		Ja / –	–
Spray:	Intern	Intern / Extern / –		Intern / Intern	–
Gewicht:	77 g	78 g / 75 g / 73 g	78 g / 74 g / 73 g	82 g / 84 g	71 g
Leistung:	30 W				
Drehzahlbereich (min ⁻¹) bei einem Betriebsdruck von:	2,5 bar: 5.000–20.000** 3 bar: 5.000–25.000**				
Drehrichtung:	Rechts-/Linkslauf				
Garantie:	24 Monate				

* Nicht geeignet für Thermodesinfektor.

** Leistung und Drehzahl von Luftantrieben hängen von der Qualität des verwendeten Turbinenschlauchs ab und können vom angegebenen Wert abweichen.



Typ:	AM-20 E RM / AM-20 RM	AM-20 E BC / AM-20 BC	AM-20 RQ
Kupplung schlauchseitig:	Fixanschluss Standard 4-Loch	Fixanschluss Borden 2(3)-Loch	Roto Quick
Licht (LED Version):	–		
Spray:	Extern / –		–
Gewicht:	58 g / 55 g	57 g / 55 g	54 g
Leistung:	30 W		
Drehzahlbereich (min ⁻¹) bei einem Betriebsdruck von:	2,5 bar: 5.000–20.000* 3 bar: 5.000–25.000*		
Drehrichtung:	Rechts-/Linkslauf		
Garantie:	24 Monate		

* Leistung und Drehzahl von Luftantrieben hängen von der Qualität des verwendeten Turbinenschlauchs ab und können vom angegebenen Wert abweichen.

Achtung: Nicht alle in dieser Broschüre genannten Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen W&H-Vertriebspartner.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com