

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem  
Fachhändler oder  
auf **wh.com**



# Kompakt. Leicht.



## Luftmotoren




### LED-Licht

Die LED im Luftmotor garantiert beste Sicht und Ausleuchtung der Behandlungsstelle.



### Beste Ergonomie

Eine leichte 360° Drehbarkeit des Winkelstücks auf dem Motor und eine kurze sowie leichte Bauweise ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.



### Hohe Abtragsleistung

Extrem leistungsstarker Motor für den effizienten Einsatz durch hohen Drehmoment.

# Technische Daten



Typ:	AM-25 L RM	AM-25 A RM / AM-25 RM	AM-25 E BC	AM-25 LT* / AM-25 A*	AM-25 RQ
Kupplung schlauchseitig:	Fixanschluss Standard 6-Loch	Fixanschluss Standard 4-Loch	Fixanschluss Borden 2(3)-Loch	Roto Quick	
Licht (LED Version):	Ja	–		Ja / –	–
Spray:	Intern	Intern / –	Extern	Intern / Intern	–
Gewicht:	77 g	78 g / 73 g	74 g	82 g / 84 g	71 g
Leistung:	30 W				
Drehzahlbereich (min <sup>-1</sup> ) bei einem Betriebsdruck von:	2,5 bar: 5.000–20.000** 3 bar: 5.000–25.000**				
Drehrichtung:	Rechts-/Linkslauf				
Garantie:	24 Monate				

\* Nicht geeignet für Thermodesinfektor.

\*\* Leistung und Drehzahl von Luftantrieben hängen von der Qualität des verwendeten Turbinenschlauchs ab und können vom angegebenen Wert abweichen.



Typ:	AM-20 E RM / AM-20 RM	AM-20 E BC / AM-20 BC	AM-20 RQ
Kupplung schlauchseitig:	Fixanschluss Standard 4-Loch	Fixanschluss Borden 2(3)-Loch	Roto Quick
Licht (LED Version):	–		
Spray:	Extern / –		–
Gewicht:	58 g / 55 g	57 g / 55 g	54 g
Leistung:	30 W		
Drehzahlbereich (min <sup>-1</sup> ) bei einem Betriebsdruck von:	2,5 bar: 5.000–20.000* 3 bar: 5.000–25.000*		
Drehrichtung:	Rechts-/Linkslauf		
Garantie:	24 Monate		

\* Leistung und Drehzahl von Luftantrieben hängen von der Qualität des verwendeten Turbinenschlauchs ab und können vom angegebenen Wert abweichen.

**Achtung:** Nicht alle in dieser Broschüre genannten Produkte sind in allen Ländern erhältlich.  
Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen W&H-Vertriebspartner.

## Hersteller:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-0  
**f** +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

## Vertrieb:

**W&H Deutschland GmbH**  
Ludwigstraße 27  
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**  
**t** +49 8651 904 244-0  
**f** +49 8651 904 244-4  
office.de@wh.com  
**wh.com**

**W&H Austria GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-239  
**f** +43 6274 6236-890  
office.at@wh.com  
**wh.com**

**W&H CH-AG**  
Industriepark 9  
8610 Uster, **Schweiz**  
**t** +41 43 4978484  
**f** +41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
**wh.com**

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehöreile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20417 ADT Rev. 004 / 02.12.2025  
Änderungen vorbehalten