

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info
sur
wh.com



Compact. Léger.



Moteurs à air




Lumière LED

La position optimale de la LED dans le moteur à air assure une visibilité et un éclairage parfaits de la zone de traitement.



Ergonomie optimale

Le poids plume du moteur au design court ainsi que la remarquable liberté de rotation à 360° du contre-angle permettent de travailler sans aucune fatigue.



Haute capacité d'abrasion

Moteur extrêmement puissant pour une utilisation efficace à couple élevé.

Caractéristiques techniques



Type :	AM-25 L RM	AM-25 A RM / AM-25 RM	AM-25 E BC	AM-25 LT* / AM-25 A*	AM-25 RQ
Raccord côté cordon :	Raccord fixe standard 6 voies	Raccord fixe standard 4 voies	Raccord fixe Borden 2/3 voies	Roto Quick	
Lumière (version LED) :	Qui	–		Qui / –	–
Spray :	Internal	Internal / –	Externe	Interne / Interne	–
Poids :	77 g	78 g / 73 g	74 g	82 g / 84 g	71 g
Puissance :	30 W				
Plage de vitesse (tr/min) à une pression de fonctionnement de :	2,5 bar : 5 000 – 20 000** 3 bar : 5 000 – 25 000**				
Sens de rotation :	Droite / Gauche				
Garantie :	24 mois				

* Ne convient pas pour le thermodésinfecteur.

** Les données de performance et de vitesse de rotation des moteurs à air dépendent largement de la qualité des cordons turbine utilisés et peuvent donc être différentes des valeurs indiquées.



Type :	AM-20 E RM / AM-20 RM	AM-20 E BC / AM-20 BC	AM-20 RQ
Raccord côté cordon :	Raccord fixe standard 4 voies	Raccord fixe Borden 2/3 voies	Roto Quick
Lumière (version LED) :	–		
Spray :	Externe / –		–
Poids :	58 g / 55 g	57 g / 55 g	54 g
Puissance :	30 W		
Plage de vitesse (tr/min) à une pression de fonctionnement de :	2,5 bar : 5 000 – 20 000* 3 bar : 5 000 – 25 000*		
Sens de rotation :	Droite / Gauche		
Garantie :	24 mois		

* Les données de performance et de vitesse de rotation des moteurs à air dépendent largement de la qualité des cordons turbine utilisés et peuvent donc être différentes des valeurs indiquées.

Attention : tous les produits mentionnés dans la présente brochure ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus de détails, adressez-vous à votre partenaire commercial local W&H.

Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, **France**
t. +33 388 773600
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Information réglementaire :

Dispositif Médical Classe 2a / CE 0297 / DQS.
Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.