

#whdentalwerk



video.wh.com

Ora disponibile presso  
il vostro rivenditore  
o su **wh.com**



# Durata. Compattezza. Precisione.

Manipoli e contrangolo



alegra

#### CLIP SPRAY ESTERNO

per il raffreddamento ottimale dell'area di intervento.

#### DESIGN ERGONOMICO

per un lavoro in totale relax.

#### MATERIALI DI QUALITÀ

per la massima resistenza e durata nel tempo.

#### TESTINA PIÙ PICCOLA

per la massima visibilità dell'area da trattare.

#### BLOCCAGGIO A PULSANTE

per l'immediata sostituzione della fresa con una ridotta forza di azionamento.

#### ROTAZIONE A 360°

per una grande comodità di utilizzo con la migliore ergonomia di sempre.

#### COPPIA ELEVATA

per un'insuperabile efficienza di asportazione.

## Straordinaria efficienza

e sicurezza a ogni utilizzo

Con Alegra, efficienza e sicurezza diventano le parole chiave nel trattamento dei pazienti. I nostri manipoli e contrangolo "made in Austria" sono garantiti dall'eccezionale qualità del marchio W&H.

#### Al passo coi tempi

Noi di W&H ci definiamo un'azienda dinamica e in costante espansione, che offre un servizio di assistenza imbattibile. Il segreto del nostro successo? Tecnologie innovative, materiali molto pregiati, criteri di qualità rigorosi ed esperienza pluridecennale sono alla base dello sviluppo di strumenti di precisione nel campo della medicina dentale.

Made in AUSTRIA

#### Preparazione facile e veloce

I manipoli e contrangoli dotati di motori ad aria ed elettrici W&H ad alte prestazioni sono subito pronti all'utilizzo.

#### Semplice sostituzione della fresa

Il pulsante a bloccaggio consente la sostituzione della fresa in totale semplicità e rapidità.

#### Spray di raffreddamento esterno

Il clip spray esterno opzionale favorisce il raffreddamento dell'area di intervento.

#### Il tuo alleato principale

Questa combinazione di fattori positivi rende i manipoli e contrangoli di W&H i partner ideali per sostenervi nel trattamento dei vostri pazienti.



## Lavoro di precisione

Grazie all'eccezionale ergonomia di questi strumenti non dovrete più dedicare tempo ed energie alla preparazione. Affidatevi ai nuovi manipoli e contrangolo Alegra e il risultato sarà impeccabile!



### Migliore ergonomia

La rotazione a 360° sul motore ad aria, l'estrema leggerezza e il design affusolato rendono il nostro contrangolo perfetto per operare senza affaticarsi.




### AM-25 L RM, AM-25 RM, AM-25 E BC, AM-25 RQ etc.

W&H vi offre un ampio assortimento di motori ad aria, adatti a tutti i manipoli e contrangolo Alegra.

### Prestazioni elevate

I motori ad aria ad elevate prestazioni permettono di utilizzare i manipoli e contrangolo al massimo delle loro potenzialità.



### Lavoro senza fatica

grazie al design ergonomico.



### Equilibrio perfetto

Il contrangolo è facile da impugnare ed è perfettamente bilanciato dal motore ad aria.

## Ottima visibilità e massima durata

Il design dei manipoli e contrangolo Alegra assicura una straordinaria visibilità dell'area di intervento. Saranno perfetti per le zone difficilmente raggiungibili.



### Ottima visibilità

La compattezza della testina del contrangolo garantisce la visibilità diretta dell'area da trattare.



### Robusti e durevoli

Grazie ai materiali di prima qualità che li caratterizzano, i manipoli e contrangolo Alegra sono robusti e destinati a durare nel tempo.



### Ulteriori vantaggi

- › Sostituzione dei componenti in loco
- › Termodisinfezzabili
- › Sterilizzabili fino a 135 °C




W&H AIMS

## La sicurezza prima di tutto!

L'igiene è estremamente importante nello studio odontoiatrico. W&H AIMS è qui per aiutarvi: con un'ampia gamma di prodotti, nozioni fondamentali e tutte le informazioni pertinenti a colpo d'occhio.

Per la sicurezza Vostra e dei Vostri pazienti visitate il sito:  
**aims.wh.com**



# Dati tecnici



Tipo:	WE-56	WE-57	WE-66	HE-43
Rapporto di trasmissione:	1:1		4:1	1:1
Dimensioni testina:	Ø 10,1 mm			–
Altezza della testina: con 19 mm (fresa FG) o con 22,5 mm (fresa contrangoli):	24,3 mm	22,5 mm	24,3 mm	–
Strumenti rotanti:	Fresa per contrangolo	Fresa FG	Fresa per contrangolo	Fresa per manipoli e contrangolo
Diametro del gambo della fresa:	2,35 mm	1,6 mm	2,35 mm	2,35 mm
Lunghezza max:	34 mm	25 mm	34 mm	50 / 34 mm
Peso:	65 g			72 g
Spray (opzionale):	Singolo esterno			
Raccordo dello strumento:	Compatibile con ISO 3964 (Ø 20 mm)			

# Motori ad aria AM-25



Tipo:	AM-25 L RM	AM-25 A RM / AM-25 RM	AM-25 E BC	AM-25 LT* / AM-25 A*	AM-25 RQ
Raccordo lato tubolatura:	Raccordo fisso standard a 6 vie	Raccordo fisso standard a 4 vie	Raccordo fisso standard a 2/3 vie	Roto Quick	
Spray:	Si	–		Si / –	–
Peso:	Interno	Interno / –	Esterno	Interno / Interno	–
Potenza max:	77 g	78 g / 73 g	74 g	82 g / 84 g	71 g
Velocità (min <sup>-1</sup> ) a una pressione di esercizio di:	30 W				
Senso rotazione:	2,5 bar: 5.000 – 20.000** 3 bar: 5.000 – 25.000**				
Sentido del giro:	Rotazione destrorsa/sinistrorsa				
Garanzia:	24 mesi				

\* Non idoneo per il termodisinfettore.

\*\* Potenza e velocità dei motori ad aria dipendono dalla qualità del tubo di alimentazione utilizzato e possono differire dal rispettivo valore indicato.

**Attenzione:** non tutti i prodotti presenti in questa brochure sono disponibili in tutti i Paesi. Contattare il rappresentante di vendita W&H locale per i dettagli.

## Produttore:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

## Distribuzione:

**W&H Italia S.r.l.**  
Via Bolgara, 2  
24060 Brusaporto (BG), **Italia**  
t +39 035 66 63 911  
f +39 035 06 62 504  
office.it@wh.com  
wh.com

**W&H CH-AG**  
Industriepark 9  
8610 Uster, **Schweiz**  
t +41 43 4978484  
f +41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
wh.com

Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive non fanno parte della dotazione.

20418 AIT Rev. 007 / 02.12.2025  
Con riserva di modifiche