

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o  
en **wh.com**



# Eficiente. Flexible. Suave.

Piezas de mano  
Piezo Scaler



# Piezo Scaler

## de rendimiento inigualable

El eliminador de sarro ultrasónico de W&H destaca por su alta capacidad de retirada de material y por su aplicación suave y mínimamente invasiva. Ofrece un máximo nivel de confort y, gracias a la eficaz gama de puntas de W&H, presenta un uso flexible. La piezotecnología más moderna mejora la eficiencia y la sensación táctil en todas las indicaciones clínicas.



### Gama de puntas de W&H

La gama de puntas desarrollada en colaboración con usuarios finales resulta perfecta para los requisitos de los respectivos ámbitos de aplicación y para cada uno de los pasos de los diversos tratamientos.



### Máxima eficiencia

Potentes y suaves al mismo tiempo para una aplicación mínimamente invasiva y un tratamiento sin dolor.

### Fácil de limpiar

Las dos piezas de mano Piezo Scaler pueden desmontarse fácilmente para limpiarlas mejor y de forma más rápida y, además, son termodesinfectables y esterilizables.




### Manejable y cómodo

La forma de la pieza de mano y el reducido peso garantizan el máximo nivel de confort.



### Anillo LED múltiple

Con la pieza de mano PB-5 L o PB-5 L S se dispone de una luz de calidad natural en el área de tratamiento gracias a sus 5 LEDs.



### Accesorios de gran utilidad

Cambio fácil y seguro de las puntas con el cambiador de puntas y comprobación con la tarjeta para puntas.



### Área de tratamiento siempre refrigerada

El spray integrado garantiza una refrigeración constante y eficaz del área de tratamiento.

## Sistema de puntas compacto de alta calidad para Piezoscaler

Puntas universales y especiales desarrolladas con los usuarios finales y adaptadas a los requisitos clínicos de las distintas áreas de aplicación y los pasos individuales del tratamiento, así como a los requisitos técnicos de la tecnología piezoeléctrica de W&H.



### Puntas universales

- 1U, 2U, 3U, 4U
- 1US, 2US

Para eliminar el sarro supragingival en todos los cuadrantes.



### Punta Implant Clean

- 1I

Para una limpieza cuidadosa de implantes y de las correspondientes restauraciones.



### Puntas periodontales


- 1P, 3Pr/3PI, 4P, 5Pr/5PI

Para la terapia de periodontitis inicial y de apoyo.

©Krapf-Romana

## Aplicación versátil

Gracias al ajuste de potencia gradual, los Piezoscaler de W&H se configuran para cada aplicación y cada punta. Desde la profilaxis y la periodontología, pasando por la conservación de implantes o la endodoncia, hasta la micropreparación de restauraciones, las posibilidades de aplicación son extremadamente versátiles.





## Piezo Scalers de W&H

Los Piezo Scalers de W&H puede integrarse de forma óptima en su proceso de trabajo. Puede elegir el Piezo Scaler Proxeo Ultra o aprovechar las ventajas de una solución integrada de manera sencilla en su unidad dental.



### PB-530

El Piezo Scaler de W&H con pedal de control inalámbrico ofrece una mayor libertad de movimientos y un máximo confort para el usuario.



### PB-520 / PB-510

Los modelos compactos del Piezo Scaler Proxeo Ultra convencen con o sin depósito.



### Pieza de mano LED

El anillo LED proporciona una iluminación similar a la luz del día en el área de tratamiento.



### Kit de montaje analógico

Consiga que su unidad de tratamiento esté preparada para el futuro con las soluciones integradas de W&H, como el kit de montaje analógico PB-5 L. La solución de montaje de nueva generación del Piezo Scaler es compatible y combinable.



### Selección de primera

La Proxeo Ultra está disponible con dos tipos de rosca diferentes.

## Datos técnicos

Pieza de mano Piezo Scaler	PB-3 / PB-3 S	PB-5 L / PB-5 L S
Luz:	sin luz	anillo LED
Peso:	52,5 g	55 g
Longitud sin punta:	104,3 mm	135 mm (con acoplamiento)
Diámetro:	20,2 mm	18,5 mm

Conjunto integrado analógico	PB-3 / PB-3 S	PB-5 L / PB-5 L S
Piezo Controller:		PC-1.0
Conjunto de conexión eléctrica:		✓
Regulador giratorio:		✓
Manguera de alimentación:	VP-3 (1,8 m)	VP-5 (1,8 m)
Pieza de mano:	PB-3	PB-5 L
Cambiador de puntas con punta montada:	TW-1: 1U, 1P	TW-1: 1U, 2U, 1P

### Tania Eberle

Higienista dental, Alemania

«El Piezo Scaler de W&H logra con sencillez lo que con frecuencia resulta imposible de forma manual. Es un producto realmente convincente.»



### Soluciones individuales

Encontrará toda la información sobre el Piezo Scaler de W&H, así como sobre sus soluciones individuales y el Proxeo Ultra en la web [wh.com](http://wh.com)



# Compatibilidad de las puntas con las piezas de mano de W&H

	W&H/EMS/Mectron		W&H/NSK/Satelec*	
	PB-5 L	PB-3	PB-5 L S	PB-3 S
<b>Proxeo Ultra</b>	X		X	
<b>Built-in</b>	X	X	X	X

\* Las puntas W&H con rosca Satelec (por ejemplo, 1US, 2US) son compatibles con las piezas de mano W&H PB-5 L S, PB-3 LED S y PB-3 S.

Nota: EMS®, Mectron®, NSK® y Satelec® son marcas comerciales de terceros que no están afiliados a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Cuando se utilizan puntas de terceros, el usuario debe ajustar los parámetros de rendimiento de la unidad Piezo W&H en consecuencia.

## Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

## Distribución:

**Wehadent Ibérica S.L Unipersonal**  
C/Canónigo Tárrega, 33  
46014 Valencia, **España**  
t +34 96 353 20 20  
oficinas.es@wh.com  
**wh.com**