

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor
o en **wh.com**



La nueva solución en **la aplicación del arco cigomático**



Exclusiva, fácil y segura

La pieza de mano 20:1 ha sido diseñada en especial para la inserción de implantes cigomáticos y facilita la tarea del cirujano. Tiene una angulación única y ofrece una visibilidad mucho mejor del sitio de tratamiento. De esta manera, el procedimiento quirúrgico también se puede llevar a cabo en posiciones de difícil acceso del hueso cigomático.

Acceso fácil al sitio de tratamiento

El ángulo de la pieza de mano permite un acceso óptimo para intervenciones difíciles en el área del hueso cigomático.



Aplicación de alta seguridad

La única pieza de mano 20:1 del mundo con sistema de sujeción de contra-ángulo garantiza la seguridad de la aplicación con una concentricidad elevada.



Trabajo sin fatiga

El diseño ergonómico de la pieza de mano garantiza un trabajo sin fatiga durante mucho tiempo.



Refrigeración eficiente

El spray se pulveriza cerca del área de actividad del instrumento y enfría la zona de operación con gran eficiencia.



Datos técnicos

Solución para el arco cigomático

Tipo	SZ-75
Relación de transmisión:	20:1
Sistema de acoplamiento:	ISO 3964 (DIN 13940)
Sistema de refrigeración externo:	simple
Sistema de sujeción:	Sistema por giro
Instrumentos rotatorios:	Fresas cigomáticas, fresas quirúrgicas y brocas con mango en contra-ángulo con un diámetro de 2,35 mm
Velocidad de accionamiento máxima:	50 000 min ⁻¹
Desmontable:	sí
Indicaciones, p. ej.:	Inserción de implantes cigomáticos





Dr. Armando Lopes

Especialista en Cirugía Oral & Implantología
MALO CLINIC, Portugal

«W&H ofrece la pieza de mano perfecta para la inserción de implantes cigomáticos. La combinación única de la pieza de mano con un ángulo especial, la eficiente refrigeración por spray y un sistema de sujeción seguro garantizan un grado máximo de confort, tanto para médico como para paciente».



Dra. Ana Ferro

Especialista en Parodontología
MALO CLINIC, Portugal

«Un diseño depurado que combina calidad y equilibrio. W&H define nuevos estándares en la aplicación para el arco cigomático. Su uso es muy fácil con Implantmed y el diseño ergonómico de la pieza de mano garantiza un trabajo sin fatiga».



Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribución:

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com