



Synoptique des systèmes d'adaptateurs

Assistina Twin, Assistina One et Q-Dry

Pièces à main et contre-angles

Tous les contre-angles et pièces à main équipés d'un raccordement ISO

Contre-angles avec tête amovible

T1 Classic de Sirona Dental Systems Pièces à main et contre-angles

Adaptateur pour lubrification du système de serrage (W&H, Sirona Dental Systems)

Adaptateur pour tête de contre-angle spéciaux W&H



Adaptateur REF 02679000



Adaptateur REF 02691000



Adaptateur REF 02693000



Adaptateur REF 05204600

Adaptateur Quick ISO
REF 06422600



Turbines

Turbines W&H, détartreurs à air et moteurs à air avec système Roto Quick

T1, T2, T3 de Sirona Dental Systems

Turbines avec raccordement Multiflex de Kaltenbach & Voigt

Turbines avec connexion Borden 2 ou 3 voies

Turbines ou adaptateurs avec raccord 4 voies standard (avec ou sans lumière)



W&H Adaptateur REF 02690400



Adaptateur REF 02692000



Adaptateur REF 04713200



Adaptateur REF 02083500

Adaptateur Quick RM
REF 06395100

