

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info

sur

wh.com



Une assistance intelligente à un niveau inédit



piezomed^{PLUS}
module

implantmed^{PLUS}

L'incontournable en chirurgie orale et implantologie

Découvrez les avantages des nouveaux appareils Implantmed Plus II et Piezomed module Plus II, avec la qualité éprouvée de W&H, et voyez par vous-même pourquoi la nouvelle plateforme OSI est un véritable incontournable.

Deux-en-un

Modularité maximale, flexibilité élevée, configuration minimale.

Implantmed Plus II

Piezomed module Plus II

Light-Guide intelligent

S'orienter en un coup d'œil.

Écran 7" et interface utilisateur intuitive

Davantage de clarté et de contrôle.

ioDent

Connexion intelligente

Propose des solutions dentaires intelligentes. Permet une assistance technique étendue.

- › Mise à jour logicielle à distance
- › Pré-réglage
- › Traçabilité numérique

Fonction scanner intégrée

Traçabilité rapide et sécurisée.

piezomed ^{PLUS}
module

implantmed ^{PLUS}

Une assistance intelligente pour l'implantologie avancée

Implantmed Plus II devient un assistant indispensable en salle d'opération. Son objectif : optimiser au mieux l'efficacité de l'utilisateur, pendant la pose d'implants ou l'extraction de dents de sagesse.

Flexibilité élevée, configuration minimale

Le **Piezomed module Plus II** est simplement connecté à l'appareil via un mécanisme coulissant : pas de câbles, ni d'alimentation électrique supplémentaire.

S'orienter en un coup d'œil

Le **Light-Guide** intelligent assure une orientation immédiate même dans des situations stressantes, en indiquant l'application concernée.



Retrouvez plus d'informations sur ioDent® de W&H sur iodent.com

Des solutions dentaires intelligentes

Une assistance technique étendue

ioDent®

Le système ioDent® propose des solutions dentaires intelligentes et permet de bénéficier d'une assistance technique étendue. Avec le Wi-Fi intégré, connecter l'Implantmed Plus II à ioDent® de W&H est plus simple que jamais.

Pour une méthode de traitement fluide et efficace

La connexion au logiciel de planification permet de pré-configurer automatiquement l'appareil avec tous les paramètres pertinents avant le traitement.

Contrôle et traçabilité à tout moment

Il suffit d'enregistrer une fois l'appareil pour disposer d'un registre numérique d'appareil utilisable pendant toute la durée de vie de ce dernier.

Toujours à la pointe

Grâce aux capacités de mise à jour à distance, l'appareil est toujours équipé de la version logicielle la plus récente. De nouvelles fonctions peuvent être directement débloquées par l'utilisateur final via la plateforme ioDent®.

Gestion des données simple et efficace

Il suffit de connecter l'appareil pour documenter toutes les données de traitement de chaque patient, y compris les valeurs ISQ grâce à l'intégration d'Osstell Beacon.

Davantage de clarté et de contrôle

Un **écran 7"** nettement plus large permet une utilisation simple et intuitive.

Rapide et sûr

Grâce à la **fonction scanner** intégrée et la connexion à ioDent®, la documentation manuelle et chronophage des matériaux utilisés (comme les implants et biomatériaux) appartient au passé.



Implantmed Plus II

Les fonctions en un coup d'œil



		SI-2102 (Scan-Edition)	SI-2101 (Sans fil)	SI-2100 (Filaire)
Fonction scanner :		✓	n.a.	n.a.
Connexion ioDent® :		✓	✓	✓
Fonctions ioDent®	Registre d'appareil et interface technique :	✓	✓	✓
	Mise à jour logicielle à distance :	✓	✓	✓
	Pré-réglage :	✓	✓	✓
	Traçabilité numérique (passeport implantaire) :	✓	✓	✓
Modularité :		✓	✓	✓
Light-Guide :		✓	✓	✓
Commande au pied sans fil :		✓	✓	n.a.
Commande au pied filaire :		n.a.	n.a.	✓
Connexion Osstell Beacon :		✓	✓	✓
Garantie :		12 mois	12 mois	12 mois

Piezomed module Plus II

Les fonctions en un coup d'œil

	SP-210 M
Détection automatique des instruments :	✓
Bibliothèque d'instruments :	✓
24 watts :	✓
Lumière (avec pièce à main SA-40 L) :	✓
Interface modulaire :	✓
Garantie :	12 mois



Votre guide pour la chirurgie dentaire de demain

Le guide de W&H pour la chirurgie orale vous accompagne de manière pratique à chaque étape du traitement en chirurgie orale et en implantologie, du diagnostic à la documentation finale, en passant par chaque étape du traitement.



Les technologies numériques révolutionnent les traitements dentaires. Avec une intégration optimale d'appareils, de logiciels et de processus numériques, W&H aide les utilisateurs à rendre chaque étape du traitement efficace, sûre et orientée vers les patients. Les produits de W&H fonctionnent ensemble, sont connectés et se complètent les uns les autres.

Caractéristiques techniques

Implantmed Plus II

Modèle :	SI-2102 (Scan-Edition)	SI-2101 (Sans fil)	SI-2100 (Filaire)
Tension secteur :	100–240 V		
Fréquence :	50–60 Hz		
Consommation maxi :	220 VA		
Puissance de sortie maxi :	80 W		
Couple moteur maxi :	6,2 Ncm		
Plage de vitesse de rotation sur le moteur :	200–40 000 tr/min		
Débit de liquide de refroidissement à 100 % :	au moins 90 ml/min		
Dimensions (hauteur × largeur × profondeur) :	130 × 293 × 283 mm		
Poids :	2,6 kg		

Piezomed module Plus II

Modèle :	SP-210 M
Puissance de sortie maxi (ultrasons) :	24 W
Fréquence de fonctionnement :	22–35 kHz
Débit de liquide de refroidissement à 100 % :	au moins 90 ml/min
Mode de fonctionnement :	S3 (80 s MARCHE / 330 s ARRÊT) maxi 4 cycles
Dimensions (hauteur × largeur × profondeur) :	99 × 93 × 283 mm
Poids :	755 g



Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-0
 f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com

Distribution :

W&H France S.à.r.l
 4 rue Ettore Bugatti
 67201 Eckbolsheim, **France**
 t +33 388 773 600
 commercial.fr@wh.com
 wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, **Schweiz**
 t +41 43 4978484
 f +41 43 4978488
 info.ch@wh.com
 wh.com

Informations réglementaires :

Dispositif Médical Classe 2a / CE 0297 / DQS.
 Réservé aux professionnels de la médecine
 dentaire, non remboursé par les organismes
 d'assurance maladie. Nous vous invitons à
 lire attentivement les instructions figurant dans
 la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du
 produit.

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les
 accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

20590 AFR Rev. 000 / 10.10.2025
 Sous réserve de modifications