

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o en  
wh.com



# Asistencia inteligente a otro nivel



piezomed <sup>PLUS</sup>  
module

implantmed <sup>PLUS</sup>

# Un imprescindible en cirugía oral e implantología

Descubra las ventajas del nuevo Implantmed Plus II y Piezomed module Plus II, ambos con la calidad probada de W&H. Descubra por sí mismo por qué la nueva plataforma para cirugía oral e implantología es imprescindible.

## Dos en uno

Máxima modularidad, gran flexibilidad, mínimo esfuerzo de configuración.

## Implantmed Plus II

## Piezomed module Plus II

## Light-Guide inteligente

Todo lo importante de un vistazo.

## Pantalla de 7" e interfaz de usuario intuitiva

Más claridad, más control.

## ioDent

### Conexión inteligente

Ofrece soluciones dentales inteligentes. Permite un servicio y soporte ampliados.

- › Actualizaciones remotas de software
- › Preconfiguración
- › Documentación digital

## Función de escaneo integrada

Documentación y trazabilidad rápidas y seguras.

piezomed<sup>PLUS</sup>  
module

implantmed<sup>PLUS</sup>



## Asistencia inteligente para implantología avanzada

Implantmed Plus II es como otra mano que ayuda en el quirófano. El objetivo es proporcionar a los usuarios el mejor apoyo posible y la máxima eficiencia, ya sea en la inserción de implantes o en la extracción de muelas del juicio.

### Gran flexibilidad, mínimo esfuerzo de configuración

El **Piezomed module Plus II** se acopla fácilmente al dispositivo mediante un mecanismo deslizable, sin cables ni fuentes de alimentación adicionales.

### Todo lo importante de un vistazo

El **Light-Guide** inteligente garantiza una orientación inmediata incluso en situaciones de estrés, indicando la aplicación correspondiente.



Más información  
sobre ioDent® de  
W&H en [iodent.com](http://iodent.com)

## Soluciones dentales inteligentes Soporte de servicio ampliado

ioDent®

El sistema ioDent® ofrece soluciones dentales inteligentes y permite ampliar el soporte de servicio. Gracias al Wi-Fi integrado, Implantmed Plus II se conecta más fácilmente que nunca a la plataforma ioDent® de W&H.

### Para un tratamiento fluido y eficiente

La conexión con el software de planificación permite que el dispositivo se preconfigure automáticamente con todos los parámetros relevantes antes del tratamiento.

### Mantenga el control y la visión general

Tras registrar una vez el dispositivo, se lleva un registro digital del mismo durante todo su ciclo de vida.

### Siempre al día

Las actualizaciones remotas garantizan que el software del dispositivo esté siempre actualizado. A través de la plataforma ioDent®, los usuarios pueden instalar nuevas funciones directamente.

### Gestión de datos fácil y eficiente

Una vez conectado el dispositivo, todos los datos del tratamiento, incluidos los valores ISQ a través de la integración con Osstell Beacon, se documentan automáticamente para cada paciente.

### Más claridad, más control

Una **pantalla de 7"** considerablemente más grande hace que el uso sea sencillo e intuitivo.

### Rápido y seguro

Con la **función de escaneo** integrada y la conexión a ioDent®, la documentación manual y laboriosa de los materiales utilizados, como implantes y biomateriales, pertenece al pasado.





# Implantmed Plus II

## Resumen de características



|                                                   |                                                           | SI-2102<br>(Scan-Edition) | SI-2101<br>(Inalámbrico) | SI-2100<br>(Con cable) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Función de escaneo:                               |                                                           | ✓                         | n.d.                     | n.d.                   |
| Conexión con ioDent®:                             |                                                           | ✓                         | ✓                        | ✓                      |
| <div>ioDent</div> <div>Funciones de ioDent®</div> | Libro de registro del dispositivo e interfaz de servicio: | ✓                         | ✓                        | ✓                      |
|                                                   | Actualizaciones remotas de software:                      | ✓                         | ✓                        | ✓                      |
|                                                   | Preconfiguración:                                         | ✓                         | ✓                        | ✓                      |
|                                                   | Documentación digital (tarjeta del implante):             | ✓                         | ✓                        | ✓                      |
| Modularidad:                                      |                                                           | ✓                         | ✓                        | ✓                      |
| Light-Guide:                                      |                                                           | ✓                         | ✓                        | ✓                      |
| Pedal de control inalámbrico:                     |                                                           | ✓                         | ✓                        | n.d.                   |
| Pedal de control con cable:                       |                                                           | n.d.                      | n.d.                     | ✓                      |
| Conexión con Osstell Beacon:                      |                                                           | ✓                         | ✓                        | ✓                      |
| Garantía:                                         |                                                           | 12 meses                  | 12 meses                 | 12 meses               |

# Piezomed module Plus II

## Resumen de características

|                                        | SP-210 M |
|----------------------------------------|----------|
| Reconocimiento automático del inserto: | ✓        |
| Librería de insertos:                  | ✓        |
| 24 vatios:                             | ✓        |
| Luz (en la pieza de mano SA-40 L):     | ✓        |
| Interfaz modular:                      | ✓        |
| Garantía:                              | 12 meses |



# La guía para la clínica dental del futuro

La guía de cirugía oral de W&H sirve como orientación práctica a través de los distintos pasos del tratamiento en cirugía oral e implantología, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la documentación final.



Las tecnologías digitales están revolucionando los tratamientos odontológicos. Gracias a la integración óptima de dispositivos, software y procesos digitales, W&H ayuda a los usuarios en todos los pasos del tratamiento a tomar decisiones eficientes, seguras y centradas en el paciente. Los productos de W&H funcionan como un conjunto, están interconectados y se complementan entre sí.

# Datos técnicos

## Implantmed Plus II

CE  
0297

| Tipo:                                         | SI-2102<br>(Scan-Edition) | SI-2101<br>(Inalámbrico) | SI-2100<br>(Con cable) |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tensión de red:                               | 100-240 V                 |                          |                        |
| Frecuencia:                                   | 50-60 Hz                  |                          |                        |
| Consumo eléctrico máximo:                     | 220 VA                    |                          |                        |
| Potencia máxima suministrada:                 | 80 W                      |                          |                        |
| Torque máximo en el micromotor:               | 6,2 Ncm                   |                          |                        |
| Rango de revoluciones en el micromotor:       | 200-40 000 rpm            |                          |                        |
| Caudal de refrigerante al 100 %:              | al menos 90 ml/min        |                          |                        |
| Dimensiones (altura × anchura × profundidad): | 130 × 293 × 283 mm        |                          |                        |
| Peso:                                         | 2,6 kg                    |                          |                        |

## Piezomed module Plus II

CE  
0297

| Tipo:                                         | SP-210 M                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potencia máxima suministrada (ultrasonidos):  | 24 W                                            |
| Frecuencia de funcionamiento:                 | 22-35 kHz                                       |
| Caudal de refrigerante al 100 %:              | al menos 90 ml/min                              |
| Modo operativo:                               | S3 (80 s ON/330 s OFF)<br>máximo 4 repeticiones |
| Dimensiones (altura × anchura × profundidad): | 99 × 93 × 283 mm                                |
| Peso:                                         | 755 g                                           |



### Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
 5111 Bürmoos, **Austria**  
 t +43 6274 6236-0  
 f +43 6274 6236-55  
 office@wh.com  
 wh.com

### Distribución:

**Wehadent Ibérica S.L Unipersonal**  
 C/Canónigo Tárrega, 33  
 46014 Valencia, **España**  
 t +34 96 353 20 20  
 oficinas.es@wh.com  
 wh.com

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.

20590 ASP Rev. 001 / 16.02.2026  
 Salvo modificaciones