

# SmartPeg originali di Osstell

Ora disponibili anche in  
versione riutilizzabile



SmartPeg **monouso**  
SmartPeg **riutilizzabile**

## Affidati al valore misurato

L'unico valore vero

Gli SmartPeg fanno parte dell'originale concetto ISQ di Osstell e utilizzano il collaudato metodo RFA per misurare la stabilità implantare. Scopri la differenza che possono fare valori ISQ affidabili e perché gli SmartPeg sono la scelta di fiducia degli odontoiatri in tutto il mondo.

## Perché scegliere gli SmartPeg di Osstell?

### La scala ISQ originale. La più documentata.

Osstell è l'ideatrice della scala ISQ, la soluzione per la misurazione della stabilità implantare più convalidata clinicamente al mondo.



### Scopri gli SmartPeg riutilizzabili disponibili

Gli SmartPeg sono inizialmente disponibili in versione riutilizzabile per sistemi implantari selezionati. La disponibilità è soggetta all'approvazione del mercato locale. Scansiona il QR o visita la pagina [osstell.com/news/find-theavailable-reusable-smartpegs/](https://osstell.com/news/find-theavailable-reusable-smartpegs/) per visualizzare l'elenco aggiornato degli SmartPeg riutilizzabili disponibili.



### Non sei sicuro di quale SmartPeg sia adatto al tuo impianto?

Usa il nostro tool online "**Trova il tuo SmartPeg**" per individuare il Type e la versione di SmartPeg più adatti al tuo sistema implantare.



## Le caratteristiche e i vantaggi principali in breve



Realizzati in **alluminio**



**Protegge** la delicata connessione implantare



Basati sulla **tecnologia ISQ** originale



Offre **sicurezza** e **flessibilità**



**Convalidati** scientificamente



Garantisce un'elevata **affidabilità** dei risultati di misurazione



**Sicurezza** ad ogni misurazione



Assicura un'elevata certezza **diagnostica**



**Caratteristiche** **Vantaggi**



## Due varianti

Un'unica soluzione  
comprovata

SmartPeg monouso o riutilizzabile:  
a te la scelta. Massima flessibilità, con  
la stessa precisione ISQ e senza tabelle  
di conversione.

## SmartPeg monouso

Fornito sterile  
e pronto all'uso

Per i clinici che preferiscono una soluzione  
monouso, lo SmartPeg monouso rimane  
la scelta più semplice e immediata, poiché  
viene fornito sterile e pronto all'uso.  
L'ampia copertura globale di sistemi  
implantari offre la massima flessibilità, con  
centinaia di soluzioni compatibili disponibili.

### Caratteristiche principali:

- › Fornito sterile e pronto all'uso
- › Elimina ogni rischio di errore durante  
il ricondizionamento
- › Ampia copertura globale di sistemi  
implantari grazie a Osstell

## SmartPeg riutilizzabile

Fino a 20 cicli di ricondizionamento convalidati

La stessa comprovata accuratezza ISQ. Il nuovo SmartPeg riutilizzabile  
è realizzato nello stesso materiale in alluminio della versione sterile  
monouso, assicurando piena continuità con l'ampia documentazione  
clinica a supporto del metodo ISQ originale.

### Caratteristiche principali:

- › Fino a 20 cicli di ricondizionamento  
convalidati
- › Accuratezza ISQ identica a quella  
dello SmartPeg sterile monouso
- › Marcatura laser con versione e  
numero di lotto per un'identificazione  
univoca
- › Magnete nero per un facile  
orientamento durante la misurazione  
e una chiara distinzione dalla versione  
sterile monouso
- › Rivestimento protettivo della superficie  
per prestazioni durature

REUSABLE

## La tua scelta premium per la stabilità implantare **Osstell Beacon**

Osstell Beacon offre una valutazione della stabilità implantare precisa ed efficiente, rendendolo la scelta ideale per gli studi dentistici moderni. Grazie alla sua intuitiva guida a semaforo e alle misurazioni in tempo reale della stabilità degli impianti dentali, fornisce informazioni preziose per supportare decisioni cliniche consapevoli e guidare la pianificazione del trattamento.

Per una praticità ancora maggiore, Osstell Beacon include **OsstellConnect**, una piattaforma cloud gratuita che offre preziose analisi dei dati, una migliore comunicazione con il paziente e una documentazione semplificata.



## Stai cercando una soluzione semplice? **Osstell Classic è proprio quello che fa al caso tuo**

Osstell Classic rappresenta una soluzione pratica e intuitiva per eseguire misurazioni affidabili della stabilità dell'impianto senza necessità di funzioni aggiuntive. Grazie alla tecnologia RFA basata sulle evidenze di Osstell, fornisce valutazioni oggettive e ripetibili della stabilità, a supporto del processo decisionale clinico.




## La chiave per il futuro degli studi dentistici

La guida chirurgica di W&H ti accompagna attraverso le singole fasi del trattamento in chirurgia orale e implantologia, dalla diagnosi, al trattamento, fino alla documentazione finale.



Le tecnologie digitali stanno rivoluzionando il trattamento odontoiatrico. Con l'integrazione ottimale di dispositivi, software e processi digitali, W&H supporta gli utenti nel rendere ogni fase del trattamento efficiente, sicura e orientata al paziente. I prodotti W&H lavorano in perfetta sinergia, sono interconnessi e si completano reciprocamente.

# Confronto tra SmartPeg **monouso** e **riutilizzabili**

Specifica	SmartPeg monouso	SmartPeg riutilizzabile
<b>Gestione:</b>	Sterile, pronto all'uso	Non sterile, richiede pulizia e sterilizzazione convalidate
<b>Rifiuti:</b>	Maggiore quantità di rifiuti nel tempo	Minore quantità di rifiuti nel tempo
<b>Procedura operativa:</b>	Uno SmartPeg per sessione di trattamento	Più sessioni di trattamento, fino a 20 volte
<b>Precisione ISQ:</b>	Qualità costante	Qualità costante
<b>Gamma di prodotti:</b>	Assortimento completo	Per tutte le principali marche di impianti
<b>Imballaggio:</b>	Confezione da 5, in blister	Confezione da 1, involucro in plastica
<b>Data di scadenza:</b>	5 anni	Nessuna data di scadenza
	<p><b>Non sei sicuro di quale SmartPeg sia adatto al tuo impianto?</b>            Usa il nostro tool online "<b>Trova il tuo SmartPeg</b>" per individuare il Type e la versione di SmartPeg più adatti al tuo sistema implantare.</p>	



## Produttore:

**Osstell AB**  
 Stampgatan 14  
 411 01 Göteborg, **Sweden**  
 t +46 31 340 82 50  
 info@osstell.com  
**osstell.com**

## Distribuzione:

**W&H Italia S.r.l.**  
 Via Bolgara, 2  
 24060 Brusaporto (BG), **Italia**  
 t +39 035 6663911  
 f +39 035 0662504  
 office.it@wh.com  
**wh.com**

**W&H CH-AG**  
 Industriepark 9  
 8610 Uster, **Schweiz**  
 t +41 43 4978484  
 f +41 43 4978488  
 info.ch@wh.com  
**wh.com**