

Bireysel tedaviler için **özel uçlar**



Kişiselleştirilmiş tedaviler için özel olarak tasarlanmış uç portföyü rakipsiz hassasiyet sunar ve optimum sonuçlarla güvenli ve verimli cerrahi prosedürler sağlar. Uzmanlarla yakın iş birliği içinde geliştirilen üst düzey seri, günlük tıbbi uygulamaların gereksinimleri için ideal, pratik çözümler sunar. Uçlar için hem sterilize edilebilir yeniden kullanılabilir uç hem de steril tek kullanımlık uç (S varyantı) seçenekleri sunulmaktadır.



Minimal düzeyde invaziv, maksimum düzeyde etkileyici

Piezomed Pro'da bulunan piezo teknolojisi hassas kemik kesimi sağlar. W&H Med Console, Amadeo cerrahi motor kombinasyonu sayesinde kontrol sunar ve travmayı en aza indirir.



Piyasemen

Ergonomik Piezomed Pro piyasemen kolay giriş ve etkili soğutma sunar.



Uç anahtarı

Uzun ömürlü ve sağlam: Yüksek kaliteli tork anahtarı, uygun tork değeriyle uçların hızlı ve kolay değişimine olanak sağlar.



Çift soğutucu çıkışı

Kritik bölgelerdeki hassas soğutma, aşırı ısınma riskini azaltıp kemikleri ve yumuşak dokuyu korur.



Yönlendirme yardımı

Düz çizgi düz tarafa, kesikli çizgi ise testere tarafına işaret eder. Doğrudan görüşün olmadığı kullanımlarda optimum yönlendirme yardımı sunar.



Etkili soğutma


Sprey doğrudan operasyon alanına sıkılır ve hedeflenen gerekli noktaları soğutur.



Uçlar

MP1 (REF 30502000)

MP1-S (REF 30503000)




Dorsum veya septum bölgelerinde perforasyon kullanımına yönelik elmas kaplamalı kısa piezo ucu.

- | Toplam uzunluk 35 mm
- | Hareketli parça uzunluğu 6 mm

MR3 (REF 30502003)

MR3-S (REF 30503003)




Dorsum bölgesindeki kemiklerin/ kırıkdağların törpülenmesine ve aşındırılmasına yönelik raspa.

- | Toplam uzunluk 40 mm
- | Hareketli parça uzunluğu 4,9 mm

MR1 (REF 30502001)

MR1-S (REF 30503001)




Burun kemerini törpülemeye yönelik elmas kaplı piezo raspası.

- | Toplam uzunluk 35 mm
- | Hareketli parça uzunluğu 4,2 mm

MR4 (REF 30502004)

MR4-S (REF 30503004)




Dorsum bölgesindeki kemiklerin/ kırıkdağların törpülenmesine ve aşındırılmasına yönelik piezo kazıyıcısı.

- | Toplam uzunluk 33 mm

MR2 (REF 30502002)

MR2-S (REF 30503002)




Dorsum bölgesindeki kemiklerin/ kırıkdağların törpülenmesine ve aşındırılmasına yönelik elmas kaplamalı düz piezo raspası.

- | Toplam uzunluk 38 mm
- | Hareketli parça uzunluğu 4,2 mm

MR5 (REF 30502005)

MR5-S (REF 30503005)




Kemiklerdeki ince kesimlere yönelik elmas kaplamalı yuvarlak uç.

- | Toplam uzunluk 36 mm
- | Çap 2 mm

Uçlar

MR6 (REF 30502006)

MR6-S (REF 30503006)




Lateral nazal kemikten periostu tünellemek ve törpülemek için uzun, kavisli piezo ucu.

| Toplam uzunluk 68 mm
| Hareketli parça uzunluğu 9 mm

MS2 (REF 30502009)

MS2-S (REF 30503009)




Örneğin, radiks osteotomisi gibi her türlü kemik kesimi için kullanılabilen genel amaçlı düz piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 52 mm
| Hareketli parça uzunluğu 9 mm

MS1 (REF 30502007)

MS1-S (REF 30503007)




Çok çeşitli kemik kesimlerine yönelik geniş kullanım olanaklı ince piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 42 mm
| Hareketli parça uzunluğu 14 mm

MS2G (REF 30502010)

MS2G-S (REF 30503010)




Genel olarak nazal kemik osteotomilerine, özellikle de radiks osteotomisine yönelik çift soğutucu çıkışlı uzun, düz piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 55 mm
| Hareketli parça uzunluğu 24 mm



MS1K (REF 30502008)

MS1K-S (REF 30503008)




Örneğin subdorsal septum rezeksiyonu için kullanılabilen uzun, özel kavisli tek taraflı piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 42 mm
| Hareketli parça uzunluğu 14 mm

MS3R (REF 30502011)

MS3R-S (REF 30503011)




Lateral osteotomiye yönelik, az kemik kaybı sağlayan piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 37 mm
| Hareketli parça uzunluğu 4 mm

Uçlar

MS3L (REF 30502012)

MS3L-S (REF 30503012)




Lateral osteotomiye yönelik,
az kemik kaybı sağlayan piezo
testeresi.

| Toplam uzunluk 37 mm
| Hareketli parça uzunluğu 4 mm

MS5 (REF 30502015)

MS5-S (REF 30503015)




Genel kemik kesimlerine yönelik
genel amaçlı kısa ve dar piezo
testeresi.

| Toplam uzunluk 33 mm
| Hareketli parça uzunluğu 16 mm

MS4R (REF 30502013)

MS4R-S (REF 30503013)



Ulaşılması zor bölgelerde
daha az kemik kaybıyla yatay
kesimler için piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 34 mm
| Hareketli parça uzunluğu 4 mm

MS6 (REF 30502016)

MS6-S (REF 30503016)




Genel kemik kesimlerine yönelik
genel amaçlı kısa piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 35 mm
| Hareketli parça uzunluğu 12 mm

MS4L (REF 30502014)

MS4L-S (REF 30503014)




Ulaşılması zor bölgelerde daha az
kemik kaybıyla yatay kesimler için
piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 34 mm
| Hareketli parça uzunluğu 4 mm

MS7 (REF 30502017)

MS7-S (REF 30503017)



Lateral osteotomiye yönelik çift
soğutucu çıkışı uzun, düz, tek
tarafli piezo testeresi.


| Toplam uzunluk 55 mm
| Hareketli parça uzunluğu 24 mm



Uçlar

MS8 (REF 30502018)

MS8-S (REF 30503018)




Çene bölgesindeki derin osteotomilere yönelik uzun, ince, açılı piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 59 mm
| Hareketli parça uzunluğu 30 mm

MS10L (REF 30502021)

MS10L-S (REF 30503021)




Özellikle çene bölgesindeki ulaşılması zor bölgelere yönelik uzun, açılı piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 58 mm
| Hareketli parça uzunluğu 7 mm

MS11 (REF 30502022)

MS11-S (REF 30503022)




Kemiklerde (ör. septumda) yapılan çeşitli çalışmalara yönelik uzun, tek tarafa kavisli piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 55 mm
| Hareketli parça uzunluğu 20 mm

MS9 (REF 30502019)

MS9-S (REF 30503019)




Çene bölgesindeki derin osteotomilere yönelik uzun, ince, açılı piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 47 mm
| Hareketli parça uzunluğu 19 mm

MS12 (REF 30502023)

MS12-S (REF 30503023)




Septumdaki ve septum tabanındaki her tür çalışmaya yönelik çift soğutucu çıkışlı, uzun, çift kavisli, tek taraflı piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 67 mm
| Hareketli parça uzunluğu 13 mm

MS14 (REF 30502024)

MS14-S (REF 30503024)




Septum osteotomisine yönelik açılı uzun piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 58 mm
| Hareketli parça uzunluğu 30 mm

MS10R (REF 30502020)

MS10R-S (REF 30503020)



Özellikle çene bölgesindeki ulaşılması zor bölgelere yönelik uzun, açılı piezo testeresi.

| Toplam uzunluk 58 mm
| Hareketli parça uzunluğu 7 mm

Uç setlerimize genel bakış*



Rhino Basic (REF 90000410)

Açık rinoplasti tekniği için uç seti MP1, MR1, MS2, MS3R, MS3L, MS5


Rhino Advanced (REF 90000411)

Kapalı rinoplasti tekniği için uç seti MR2, MR6, MS1K, MS2G, MS7, MS12



CMF (REF 90000412)

Maksillofasiyel cerrahisi prosedürleri için uç seti MS1, MS4R, MS4L, MS6, MS8, MS9



* Yalnızca yeniden kullanılabilir uçlarla sunulmaktadır.

Üretici:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
med.wh.com

Distribütör:

W&H Dental Ticaret Limited Şirketi
Kısıklı Mh. Alemdağ Cd. No:60 Masaldan İş Merkezi C Blok D:6
34692 Çamlıca, Üsküdar / İstanbul, **Türkiye**
t +90 216 5058840
f +90 216 5058843
office.tr@wh.com
med.wh.com